

供应NT9200-16D普通数字脑电图仪

产品名称	供应NT9200-16D普通数字脑电图仪
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖大酒店南侧）
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

供应NT9200-16D普通数字脑电图仪

供应NT9200-16D普通数字脑电图仪

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhism.com

详情登陆：<http://www.hbhism.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

、NT9200-16D数字脑电图仪(普及型)

（一）仪器简介：NT9200-16D（普及型）型数字脑

电图仪采用UE-16B型放大器，增加了单道放大、时域地形图、频率测量、多用户管理系统等功能，是集脑电图、脑地形图与脑电监护于一体的多功能仪器。它利用生物电放大器采集脑电波信号，运用计算机分析系统加以处理，绘制三维活动脑地形图，定量定位地反映大脑机能变化及大脑发生病变的范围、部

位及程度，为颅脑疾病的诊断和治疗提供客观准确的依据。本仪器既可做病理性病变诊断又可做功能性病变诊断，弥补了CT和MRI的不足。电脑存贮病历和无笔描记，大大节约使用成本，并为病人复查带来极大的方便。

(二) 数字脑电在临床上的应用：癫痫病、脑肿瘤、脑血管病、脑炎、脑膜炎、脑脓肿、气体农药中毒、脑震荡、脑外伤、脑死亡、中风和再中风预测及老年痴呆的诊断、精神病、神经衰弱及精神分裂等科学研究

(三) 性能特点：

- 1、采用UE-16B型放大器
- 2、采用windos 2000操作系统，稳定性高。
- 3、USB接口全数字脑电放大器，支持热插拔，无需插卡，便于携带。
- 4、采样率可达1000点/秒。超强的抗干扰能力，确保脑电波形不失真。
- 5、正常参考值。
- 6、强大的多用户管理功能，确保每位操作大夫病历档案数据的独立性和安全性。
- 7、强大的数据库管理方式，可支持多种查询检索，方便对病人的各种信息进行检索和统计。
- 8、用于体检时，可连续采集多个病人并统一打印病例报告。
- 9、采集过程中，导联列表实时显示，并可随时改变走纸速度及灵敏度。
- 10、可在采集和回放过程中，随时添加事件标记及医生注释，并可自定义导联方式及诱发事件。
- 11、可按长度和方向选择EEG波形，边采集边回放；
- 12、具有多级电影回放功能。可以多种方式快速回放波形。
多种速度前后播放脑电图，最高可达100倍数； 可任意放大大脑电波形，测量脑电波幅度、频率；
可按秒、页、事件及标记多种方式快速回放波形；
快速进入事件位置，通过事件表直接跳转到对应的波形位置
- 13、采样长度可达72小时。
- 14、具有三维彩色脑电地形图、直方图、时域地形图及功率谱阵图。
- 15、可用不同颜色标识任意导联，避免混淆。并可以每导波形单独放大，方便医生分析。
- 16、可打印多种报告格式，大夫可根据习惯自由编辑报告格式并保存备用。并支持连续打印报告。

(四) 技术参数：

放大器：UE-16B 通道数：16通道 采
样率：1000次/秒 输入范围：±15mv 分辨
率：0.5 μ 噪声：2.5uVp-
p 共模抑制比：110dB
高频滤波：15, 30, 45, 60, 120Hz 时间常数：0.03, 0.1, 0.3

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

供应NT9200-16D普通数字脑电图仪

供应NT9200-16D普通数字脑电图仪