

三诺SXT-1型血糖仪 三诺血糖仪

产品名称	三诺SXT-1型血糖仪 三诺血糖仪
公司名称	兰州合一糖尿病用品食品总汇
价格	.00/个
规格参数	品牌:三诺血糖仪 型号:SXT-1型 规格:== (mm)
公司地址	中国 甘肃 兰州市城关区 萃英门80号
联系电话	86 0931 8428829 13109499678

产品详情

品牌	三诺血糖仪	型号	SXT-1型
规格	== (mm)	净重	=
产地	=	批准文号	=
电源形式	=	额定电压	=
结果范围	= (mmol/L)	校正	=
血样	=	血样量	= (μ l)
测量时间	= (秒)	化验方法	=
存储功能说明	=	自动关闭功能	有
适用工作温度	= ()	适用工作湿度	= (%)
箱装数量	= (台)	贸易属性	内贸
产品类别	家用血糖仪		

三诺快速血糖仪适用于糖尿病血糖监测和糖尿病筛选。三诺sxt-1型快速血糖测试仪采用电子感应和虹吸原理，将试条靠近血滴，血液可自动进入试条反应端，25秒后您的血糖结果便会出现在屏幕上，血糖仪操作就这么简单，并且一次操作只需约3ul血样。

产品七大优势：

- 1、自动吸血：正确的将血液加入到血糖试条的反应区，是测试准确的一个主要因素，没有受过专业培训的使用者很难正确滴加血样。三诺血糖测试条采用独特的虹吸原理，只要试条同血滴接触，血样会自动吸入试条的反应区，即便是手有点颤抖的老人同样可以独自准确完成加血样。
- 2、用量少，约3ul(1/10滴)：糖尿病患者需要经常测试血糖，用量多，采血处伤口必然深，难愈合。三诺血糖仪用量仅需要3ul(1/10滴)，浅浅的伤口痛苦小恢复快。
- 3、自动开关机，操作简单：“傻瓜式”三步操作，不需要按动任何一个按钮，即可完成血糖测试。父母不需要子女协助，也可以轻松测试血糖。
- 4、试条单只包装：试条极易受到外部环境的影响，如果不能正确从包装饼中取出试条，会造成瓶中试条受潮，产生测试误差。单支试条包装，可免去试条包装，可以免去试条保存的烦恼。
- 5、使用七号电池：大部分血糖仪采用

纽扣电池或专用电池，专业电池不但昂贵，在边远地区也不易购买，采用一节七号电池，可随意更换。6
、自动温度校正功能：三诺血糖仪内置温度传感器，可自动进行温度校正，测试值不会受温度的影响。7
、超大屏幕，50个记忆值：

测试过程:插入试条 检查校正码 采血、加血样 结果显示

如何调整校正码:在使用三诺快速血糖测试仪测试前，请检查仪器屏幕显示