

# 虹口四平路西门子助听器折扣品牌助听器验配中心

产品名称	虹口四平路西门子助听器折扣品牌助听器验配中心
公司名称	上海宁耳医疗器械有限公司
价格	580.00/台
规格参数	六大品牌:免费上门 折扣品牌店:虹口助听器 虹口助听器价格:四平路助听器
公司地址	上海市闸北区中山北路198号申航大厦闸北税务局楼上2002室
联系电话	021-36212989 13918037513

## 产品详情

上海虹口四平路西门子助听器专卖店，上海宁耳听力连锁助听器验配中心，代理世界六大品牌助听器，瑞士峰力助听器，丹麦奥迪康助听器，丹麦瑞声

达助听器，德国虹口四平路西门子助听器，丹麦唯听助听器，美国斯达克助听器。

上海买老年人助听器，老人耳背式助听器，隐形耳内助听器，定制深耳道式助听器，轻度耳聋助听器，重度耳聋助听器等，还有很多儿童特殊的助听器

来宁耳听力！优惠幅度最大，在浦东地区专业性前五强！和各大国外品牌厂家有良好的合作关系，是各大丹麦奥迪康Oticon、美国斯达克starkey、丹

麦瑞声达resound、德国虹口四平路西门子Siemens等各大国际牌子可批发可零售，零售价格也保证比其他地方更优惠，薄利多销是我们的宗旨，上海虹

口四平路西门子助听器专卖店地址上海闸北中山北路198号2002室地铁8号线西藏北路下2号出口（申航大厦）

上海虹口四平路西门子助听器专卖店固话；4000-093-973 021-36212989

上海虹口四平路西门子助听器专卖店验配师朱验配师15026741983

上海虹口四平路西门子助听器专卖店验配师江验配师13917936029

上海虹口四平路西门子助听器专卖店QQ 448408221 2368415355

上海虹口四平路西门子助听器专卖店网址 <http://www.sometell.com> ; <http://www.sh-ninger.com>

上海虹口四平路西门子助听器专卖店公交线路公交车：乘坐115路1208路140路47路723路817路829路933路966路310路140路66路823路937路959路937路

1208路

公交车：乘坐115路1208路140路47路723路817路829路933路966路到中山北路西宝兴路(轨道交通8号线西藏北路站)下车步行50米

乘坐310路到东宝兴路中山北路下车步行116米

乘坐140路66路823路937路959路到西宝兴路中山北路下车步行167米

乘坐937路到中山北一路西宝兴路下车步行199米

乘坐1208路到青云路东宝兴路下车步行227米

全上海可免费上门给老年人验配助听器的范围包括：浦东新区,闵行,松江,徐汇,虹口四平路,嘉定,宝山,长宁,闸北,杨浦,黄浦,虹口,奉贤,青浦,南汇,

静安,金山,卢湾,崇明

## 1、上海虹口四平路西门子助听器专卖店

### 一、耳背式新音乐（指向性）BTE Intuis Dir 的专柜价格（全国统一价）

虹口四平路西门子新音乐DIR耳背式助听器是大功率款4通道指向性助听器,是

虹口四平路西门子4通道助听器中性价比最高款,使用时间可达十几年,多人说话可以更加精准的降低噪音,增加语言识别能力,让佩戴者感受更加逼真清

澈的声音.

### 二、耳背式新音乐（指向性）BTE Intuis Dir 的优点和特色:

1.虹口四平路西门子新音乐DIR助听器有方向性收集声音,在嘈杂环境中让您听的更清楚：

虹口四平路西门子新音乐intuis DIR指向性助听器的特点：就是会根据噪音的方位自动选择合适的极性图，也就是从噪音环境下抓取到对方说话的声音

，从而获得最佳的信噪比，也就是从而降低周围的噪音。虹口四平路西门子新音乐指向性助听器自适应指向性有助于在噪音方位不断变动的复杂环境下

提高言语识别率老人助听器

2.虹口四平路西门子新音乐DIR助听器适合低频和高频损失都比较厉害的客户使用：

很多老人客户在随着年纪的增加，低频和高频越来越差，听力主要

在低频和高频之间下降，越来越影响生活质量。本款虹口四平路西门子新音乐指向性耳背式助听器特别适合上述情况，根据客户听力图来补偿客户损失

掉的低频和高频。让客户达到满意的听力效果。在日后的使用过程中，还可以根据客户的听力情况再次进行调试，可以完美做到匹配。

当客户在听到高

频声音的时候，感觉声音尖锐，刺激的时候，使得头脑震动或者耳朵不适的时候，使用虹口四平路西门子新音乐指向性助听器，在验配师的调节下可以

达到完美平衡。

当客户听不到低频声音的时候，使用虹口四平路西门子新音乐助听器的时候，老人助听器价格同时可以补偿低频损失的声音，让生活中

低沉的声音，男人说话的声音，东西掉落等声音听上去跟自然，不失真。助听器价格

3.虹口四平路西门子新音乐DIR指向性助听器调节比较方便,有滚轮式音量按钮键：

本款虹口四平路西门子新音乐助听器在耳背上新增加2个功能模式键

设计，为了方便客户使用。第一个功能按键就是“音量调节按钮”，方便客户在不同噪音环境下调节音量大小，增加耳朵听力的舒适度；第二个功能按

键是“模式切换键”。根据不同环境下，切换到不同听力模式，让交流更通顺更加清晰上海虹口四平路西门子助听器专卖店

？

4.虹口四平路西门子新音乐DIR指向性助听器是4通道中性价比较高的助听器：

虹口四平路西门子新音乐dir助听器拥有自己独有的特点，同时拥有4

通道数字处理技术，从而能满足客户在一般日常生活中的各种环境下使用。在开会的时候也能顺利完成任务，在和多人交流的环境下也能清晰的捕捉到

对方的只字片语。同时，价格相对于6通道的虹口四平路西门子逸动系列来说，便宜不少。没有啸叫的助听器

?

5.虹口四平路西门子新音乐Intuis Dir 指向性助听器独有自适应方向性的功能:

自适应方向性的功能特色:能根据周围环境的变化自动改变麦克风方向

性类型，抑制噪声。部分采用这种技术的助听器用户，在噪声环境下的言语可懂度甚至高于正常人。当然，这种降噪模式在声音信号来自前方时最为有

效。

普陀西门子新音乐dir助听器的自动麦克风系统可以帮助配戴者辨别环境类别，并根据使用环境自动选择合适的麦克风系统，例如在噪音环境可以

自动启动指向性，而在安静环境则可以自动回复到全向性模式。自动麦克风系统是基于助听器的自动情景识别基础上才能实现的，因此这是一项最新的

也最为实用的指向性麦克风技术。在这项技术被运用之前，指向性助听器在实验室中已被证实对提升信噪比和言语识别率具有明显的帮助，但有时在配

戴者的实际使用中却并不如此，这正是因为配戴者并不能总是及时手动选择正确的指向性模式。

?上海哪卖虹口四平路西门子助听器的

二、本店经销零售丹麦奥迪康助听器/德国虹口四平路西门子/美国斯达克/丹麦瑞声达/瑞士峰力/丹麦瑞声达全部有货，保证最低价批发零售！欢迎来

电垂询！

三、上海折扣虹口四平路西门子助听器特价店 助听器23P抢购特价680元

1、上海折扣虹口四平路西门子助听器特价店近期有推出一款23P耳背式助听器，仅售680元，从来没有出现过的最低价，保证你是物有所值，买到是

你的幸运，机会不要错过，时机不会等你，售完为止，这款助听器适用于中度耳聋患者，可以实现打电话功能，在安静环境下可以同时可以和两到三个

人说话

2、上海特价虹口四平路西门子23P助听器可以手动调节音量，在嘈杂的环境下可以把声音调低一点，在安静环境下又可以把声音调高一点，这样既方便

又好用，声音大小可以根据个人所处的环境进行调节，这是很多老人比较需要的一个功能。助听器牌子那个好

3、上海特价虹口四平路西门子23P助听器功率较大，适合于中度，重度耳聋患者使用，这款助听器一般用十年肯定是没有问题的，如果老人的听力有下

降了，可以把音量提高一点就可以了，这样的话助听器的使用年限会更长的，所以说一个助听器只需要680元，可以用十年肯定是很划算的

四、虹口四平路西门子助听器好用吗？-宁耳听力热线-021-36212989

据调查，超过90%的助听器需求者关心此问题。那究竟哪个牌子的助听器好？怎样选择助听器呢？

## 助听器选购

### 品牌：

目前市场上品牌较多，一线品牌均为进口，有瑞士峰力、美国斯达克、丹麦瑞声达、丹麦唯听、丹麦奥迪康、德国虹口四平路西门子等等

### 质量：

以上助听器品牌，除虹口四平路西门子非专业生产助听产品外，其他品牌均为专业助听器生产商，所以质量都差不多。最佳寿命均在5到8年左右（因平

常佩戴环境、养护方法等会有差异）

### 价格：

相同性能的助听器价格都没有太大差异，从几百元到几万元不等。

### 外观：

没有太大差异，都分为：耳内式（定制）助听器、耳背式助听器、盒式助听器

### 效果：

助听器的配戴效果，与哪个品牌没有太大关系。

### 售后服务：

保修期均在2年左右（个别特殊系列会略有差异），除在维修收费方面有所不同外，其他方面都差不多。另外，助听器直接验配机构会有所影响。综上

所述，没有绝对好的助听器品牌。

## 怎样选择助听器

### 年龄因素：

助听器选择和年龄因素有较大关系，如10岁以下的孩子不易选配定制式助听器，因定制式（耳内式）助听器是根据患者耳道来进行制作，而这类的耳道

仍在变化阶段。随着时间的变化，助听器外壳和耳道壁的贴合程度也会变化，容易产生啸叫、脱落丢失等情况。稍微大一些的孩子可以选择，但也会在

配戴后1年左右就得更换外壳。操作不方便的人不易选择，比如手不够灵活的老人就不易选择外形较小的助听器，避免配戴麻烦。一般青少年、中年人

群会比较在意助听器配戴后的隐形程度等。

听力损失程度因素：

像选择近视眼镜一样，助听器的选择同样受到功率限制。根据听力检查结果，才知道究竟需要多大功率的助听器？能否选择耳内式助听器，如极重度听

力患者不易选择定制式（耳内式）助听器；高频部分丢失，中频仍由残余听力，可以选择带有移频功能的助听器；现在助听器都是全数字电脑编程的，

要根据患者的听力检查数据来进行设置和调整；因患者所在地的条件不能进行听力测试，那就只能通过其他人描述，来选择通用型耳背式助听器（不需

电脑进行编程），但此类助听器对噪音处理、言语声捕捉等方面和全数字电脑编程助听器是没有可比性的。这些方面会直接影响到助听器效果。

现场试戴效果因素：

助听器品牌较多，声音会有差异。如斯达克助听器声音比较脆、响度高。峰力、瑞声达助听器的声音比较柔和等。具体要试戴后看哪一种带着比较舒适

；耳背式和定制式助听器试戴后的舒适程度也比较重要。专业的验配师也会在现场根据你的试戴效果来进行调整，从而达到相对最佳的配戴效果。

实际需求因素：

常常会有人问，功率一样的助听器，为什么价格差异那么大。这与助听器的功能有关系。这要根据实际的需求来进行选择：是否需要自动电话功能？是

否需要蓝牙功能？是否需要其他无线功能？是否需要使用遥控器？是否需要助听器隐形？是否需要兼容FM语训器材等等，这也是为什么儿童助听器偏贵



的原因。

使用环境因素：

如工作环境比较吵杂，那就需要对噪音有特殊处理功能的助听器；经常骑车、室外跑步等的人群就需要选择对风噪声有特别处理功能助听器；只在安静

的屋子里进行沟通使用，那就可以选择相对功能较少的助听器等等。

经济因素：

价格越贵的助听器，功能会越多，在降噪、对声音的处理方面会相对优秀。那究竟选择多少钱的助听器呢？这就要看患者经济因素了。家庭条件好，选

择好一些的助听器。家庭条件一般就选择相对差一些的助听器来使用。综上所述，没有绝对最好的助听器品牌。最适合您的助听器就是最好的助听器。

助听器必须经过专业的听力检查、试戴和综合自己的实际需求来进行选择，才能选择到“最好”的助听器。

## 五、如何正确使用助听器?-宁耳听力热线4000-093-973

助听器是一种帮助耳聋患者听取声音的装置，通过这种装置可以将声音进行不同程度的放大。当患者不能通过药物、手术等方法有效改善听力，并接受

医生建议准备通过助听器改善交流时，要选择和使用助听器。正确选择和使用助听器应注意以下方面:首先应因人而异，正确选择助听器

验配人员根据听力损失的类型、程度及患者实际需要选择助听器的线路和功率，从而使所选择助听器的电声特性能够满足患者的听力损失需求，达到较

好的听力补偿，这是选择助听器的关键因素。这一环节的基础是对听力有准确的评价，为了得到正确的诊断应到正规医院的耳鼻喉头颈外科接受检查，

确认听力损失的原因、类型和程度，并在正规机构咨询专业听力师。听力师会根据患者实际需要选择助听器。例如，对于那些年长的听力损失患者，在

助听器选择方面除需满足当前听力需求外，还应考虑到随着年龄不断增长，听力还有进一步下降的可能，因此在助听器的功率选择中应考虑一定的余量

。对于由某些病变导致的听力波动患者，由于听力具有恶化的可能，助听器的功率方面留有余地就更为重要。患者对助听器外观、扩展功能等方面进行

选择：从外观来说，要看助听器的体积大小、外壳的造型和色彩、佩戴时的隐蔽程度等是否符合个人需要。通常情况下，对于儿童患者，由于其耳廓及

外耳道仍处于发育过程中，可选择耳背式助听器，当由于耳部发育产生啸叫时，更换耳模即可。当其耳部发育基本成熟后可考虑更为隐蔽的助听器类型

如耳道式或深耳道式助听器。从个人的操作能力来说，年纪大手脚不太灵活的人，以及视力较差的人，应考虑摘戴助听器和对细小按钮进行调节的难度

，选择自己较易操作的助听器类型。从个人耳道特性来说，耳道太窄小的人一般不太合适选配耳内式助听器。如果需要通气孔大一些，佩戴更加舒适，

可选择耳背式助听器，并在耳模上加开通气孔。

循序渐进，正确使用助听器

助听器的使用有一定的适应时间，即声音经助听器处理后，和原始声音会有一些的变化，患者需一定的时间去适应这种新的声音，对于初次选配助听器

的听力损失者，这一点更为明显。至于适应时间的长短，这往往与多种因素有关，例如年龄、身体状况、听力损失程度和时间等。

当助听器选配后，在头几个星期，切勿到嘈杂的地方去，如超级市场或机场。此外，还应慢慢增长佩戴助听器的时间。在最初的数天里，佩戴助听器的

时间不应超过一至三个小时，当感到神经紧张或疲倦时，应把助听器取下，休息数小时，逐渐延长佩戴时间，最终使助听器成为自己的朋友。在适应期

内，这一点非常重要，即让自己循序渐进的适应周围环境的聲音。对于听力损失比较严重的患者，单纯依靠助听器往往还会存在一定的交流困难，在这

种情况下，还应学习一些聆听技巧，必要时还需注意看别人口型。

注意方法，正确保养助听器

保养助听器应注意：1，保持助听器干燥。避免受潮、受热、浸水，在洗脸、洗头、游泳和喷发胶时均应取下助听器，下雨时应注意保护不受雨淋。在

潮湿季节和地区，以及爱出汗的人，应格外注意保持干燥，并坚持使用干燥剂。2，避免跌落、碰撞或震荡。这些因素会导致助听器外壳破裂和内部零

件破损。3，正确使用助听器电池。助听器须使用专用电池，电池没电后应及时更换，如电池电力不足将影响助听器声学效果。助听器长期不用时，应

将电池取出，以避免电池液漏造成助听器损坏。4，保持助听器清洁。当更换新电池后助听器仍然没有声音或声音明显减小的情况下应考虑助听器的声

孔是不是被耳屎堵住了。可利用助听器保养套件中的钩圈或小刷子将耳垢剔除，但切忌捅的太深或到耳科就诊。特别是耳内式助听器，捅得过深会损伤

助听器的受话器。

上海虹口折扣品牌助听器专卖店服务区域；

四川北路、鲁迅公园、四平路、曲阳路、江湾、大柏树、凉城、北外滩、临平路、广中路、周家嘴路、和平公园、提蓝桥

