

## C型臂X光机的保养方法介绍

产品名称	C型臂X光机的保养方法介绍
公司名称	新泰洪强医院
价格	面议
规格参数	品牌:洪强医疗集团 型号:HQ
公司地址	新泰市青云路806号
联系电话	18769889688

## 产品详情

C型臂X光机作为手术室常用的放射科设备，对于设备本身的射线防护非常重要，对设备本身的拍摄和成像质量要求也非常高。在配备一台C型臂时，除了要配备专业的操作人员外，日常的维修和保养也是非常重要的环节。那么如何进行C型臂X线机的保养下面给大家具体介绍一下C型臂X光机的保养方法：

- 1、荧光屏每周清洁一次：屏幕不能用手指触摸，须用优质镜头纸擦拭，或用一块干净的纱布在无腐蚀性的清洁液中浸湿后擦拭。方法是从中间一点开始，一环扣一环向外扩大，直至全部擦拭完毕。
- 2、操作台面每月清洁一次：不要使用清洁或任何溶剂，不要使用含有任何溶剂的蜡状物。
- 3、运动装置每月清洁一次：转轴在轨迹上运动时会留下污物，应定期擦净。
- 4、其他表面每月清洁一次：注意使用无腐蚀性的清洁剂。

以上就是给大家介绍的c型臂x线机的保养方法以及其保养过程中需要注意的一些问题希望对大家有所帮助，如果大家想要购买C型臂X光机可以给我们打电话15564807760或者网站咨询QQ1462110903