

多功能医用护理车 配奶车 方格牌医用配奶车

产品名称	多功能医用护理车 配奶车 方格牌医用配奶车
公司名称	山东省聊城市东昌府区方格医疗器械有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:方格牌 型号:B26 参数:700*450*970MM
公司地址	山东省聊城市卫育路北首
联系电话	0635-2928001 18906354020

产品详情

多功能医用护理车 配奶车 方格牌医用配奶车

方格牌产科配奶车、新生儿科配奶车、爱婴医院配奶车、不锈钢配奶车是方格医疗产品链的新产品；依托方格不变品质，人性化空间设置，高品质做工；搭载进口超静音脚轮运转灵活，行走无声；精选优级不锈钢板材，坚固美观耐用；

新生儿配奶车图片/爱婴医院专用配奶车/方格牌不锈钢配奶车

型号：B26

尺寸：700*450*970MM

- 1.采用优级不锈钢板材，上掀盖设计，有安全锁；
- 2.隐藏式副工作台，可在右侧抽出，增加配奶使用台面；
- 3.大仓体设计，预留放置暖瓶高度 30CM；
- 4.开门内有1/2比例分隔板；
- 5.两个不锈钢抽屉可放置配奶用品，均有安全锁；
- 6.左侧有大垃圾桶，抽屉一下有小垃圾桶，便于颜色管理区分；
- 7.搭载进口超静音脚轮运转灵活；

山东方格医疗器械有限公司成立于2008年，是一家专注医护器械研发、生产、销售、服务等为一体的专业性企业。

方格依托强大的研发团队、先进的生产设备、一流的生产工艺、完善的质量体系、周到的售后服务、高素质的专业技术人才，秉承“卓越设计、精心制造、用心服务、持续改进”的质量目标，立志达到国际医疗器械标准。并围绕该目标建立了开放、规范、先进的经营管理体系，明确了专注于医护器械产品的发展战略。方格人的理想是：“做最出色的医护器械供应商”，为此，方格持续发展壮大，全面提高自身竞争能力，力争创造更多的企业和社会价值。

方格产品以高起点、高品质、高信誉的理念立足于市场，产品线包含医用信息化推车、ABS医用车、不锈钢医用车、医用橱柜等两百多个品种。并畅销全国各地，出口欧美、东南亚等国家。方格以业界领导者的品牌影响力和完美品质，深受用户的信赖和肯定。

未来，方格将以更加成熟和稳健的步伐，担负起对用户和社会的责任，为人类的健康事业做出力所能及的贡献。

专业制造：移动查房车、床边结算车、ABS抢救车、ABS发药车、ABS麻醉车、ABS病历车、ABS治疗车、ABS输液车、ABS婴儿车、内窥镜推车、转运车、手术对接车、不锈钢担架车、不锈钢服药车、不锈钢治疗车、扇形器械台车、手术器械车、不锈钢病历车、不锈钢抢救车、不锈钢无菌车、不锈钢清创车、不锈钢麻醉车、不锈钢护理车、检查床、妇科检查床、不锈钢器械柜、ABS床头柜、手术圆凳、托盘器械车、ABS伸缩餐桌板、手术脚踏凳、不锈钢屏风、ABS移动餐桌、ABS病历夹。

方格牌配奶车爱婴医院母婴同室配

奶区管理制度 1、环境及工作人员要求 (1)配奶区为清洁区，工作人员配奶前应洗手、戴口罩。

(2)配奶应在单独的配奶间或清洁区内独立的方格牌配奶车或配奶台上完成(母婴同室)。

(3)配奶室内每日紫外线照射并登记，配奶区物表每日用250mg/L含氯消毒剂擦拭，并保证清洁。

(4)配奶室温度在22-24℃，湿度在50%-60%。 2、奶具管理

(1)奶瓶、奶嘴、喂奶杯、搅拌勺均须做到一婴一瓶一杯一勺，一用一清洗一消毒，不得混用。

(2)配方奶应现配现喂，剩余奶及时弃掉。(3)配方奶粉外包装应遮挡厂家标志，开启后注明开瓶时间及过期时间，干燥阴凉处保存，有效期为一个月。配奶用的量勺不得存放在奶粉罐内，应单独放置于无菌罐内。无菌罐24小时更换。如奶粉分装到无菌罐中，无菌也应24小时更换1次。

(4)每季度做一次物体表面(消毒后的喂奶杯、搅拌勺或奶瓶、奶嘴等)消毒效果监测并记录。(5)严格执行物品消毒规定，奶瓶刷应每日用500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒，消毒后应用清水冲洗，后悬挂晾干。

(6)所用奶具由消毒供应中心单独包装，高压灭菌。配奶管理制度 1、保持配奶间及方格牌配奶车操作台清洁干燥，配方奶品牌需进行遮挡，使用时应注明开启时间和过期日期，开启后有效期为1个月，并保存在清洁干燥处。 2、配奶工作应由护士完成，应严格执行医嘱，严格无菌操作，配奶前及配奶后应用流动水洗手，配奶过程中疑有手污染时应重新洗手。 3、夹取消毒后的奶嘴必须使用无菌镊子，不得用手进行抓取，无菌镊子应每日进行消毒及更换(干罐镊子罐开启后有效使用时间为4小时)。

4、奶瓶、奶嘴应做到一婴一用，用后应做到清洁与消毒，不得混用。 5、使用后的奶瓶、奶嘴就作初步清洁后由供应室下收进行高压灭菌。从无菌包中取出的奶瓶及奶嘴超过24小时，即使没有使用也应重新灭菌。 6、配奶用热水瓶外表每日应由保洁员清洁擦拭1次，定期去除水垢，应有密闭瓶塞和瓶盖。

7、应保证热水瓶内水温，所装热水应8小时更换1次，配奶时需将水温调配至40-45℃，并有温度监测。 8、按比例冲调奶粉，不可过稀或过浓，用量杯正确的量取水量，小于10ml的奶量应用注射器量取(先放水再按配比放入等量奶粉)。 9、所用奶粉应现配现用，剩余奶应及时弃掉。

10、母乳喂养患儿所食用的母乳需提前水浴或用温奶器进行复温至39-41℃，不得用微波炉进行加热。

11、病房内奶粉应有专人进行管理，遵医嘱定期领取，有出入库记录。