

# 冠亚淀粉水分测定仪可以检测各种粉体水分含水率

产品名称	冠亚淀粉水分测定仪可以检测各种粉体水分含水率
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司长春分公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠亚 型号:SFY-20A
公司地址	长春市南关
联系电话	18640653250

## 产品详情

如何检测仪淀粉水分,魔芋淀粉水分含量标准,淀粉水分检测仪价格,淀粉水分检测方法

冠亚sfy-20a淀粉水分仪,魔芋粉快速水分测定仪,魔芋水分仪,魔芋食品水分检测仪,魔芋精粉水分检验规程,小麦淀粉水分测定仪,谷物淀粉水分测试仪,生粉水分检测仪,小麦水分测定仪,马铃薯淀粉水分检测仪,土豆淀粉水分测定仪,土豆水分仪,淀粉水分测试仪,马铃薯淀粉水分测定仪

魔芋粉快速水分测定仪特点:

- 1、体积小、重量轻
- 2、检测速度快一般样品3-5分钟
- 3、全自动模式，确保测试准确
- 4、操作简单、显示各种数据

5、采用穿透力极强红外光源，无需做标样

6、具有与计算机、打印机连接功能

冠亚sfy-20a淀粉水分仪,魔芋粉快速水分测定仪,魔芋水分仪,魔芋食品水分检测仪,魔芋精粉水分检验规程,小麦淀粉水分测定仪,谷物淀粉水分测试仪,生粉水分检测仪,小麦水分测定仪,马铃薯淀粉水分检测仪,土豆淀粉水分测定仪,土豆水分仪,淀粉水分测试仪,马铃薯淀粉水分测定仪

马铃薯淀粉水分测定技术指标：

1、称重范围：0-60g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

jk称重系统传感器

3、样品质量：0.5-60g

4、加热温度范围：起始-205

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度最高15

5、水分含量可读性：0.01%

6、显示7种参数：

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，最终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

7、双重通讯接口：rs 232（打印机）

rs 232（计算机）

8、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

9、电源：220v ± 10%

10、频率：50hz ± 1hz

11、净重：3.7kg

冠亚sfy-20a淀粉水分仪,魔芋粉快速水分测定仪,魔芋水分仪,魔芋食品水分检测仪,魔芋精粉水分检验规程,小麦淀粉水分测定仪,谷物淀粉水分测试仪,生粉水分检测仪,小麦水分测定仪,马铃薯淀粉水分检测仪,土豆淀粉水分测定仪,土豆水分仪,淀粉水分测试仪,马铃薯淀粉水分测定仪

谷物淀粉水分测试仪应用范围：

目前《冠亚牌》食品水分测定仪已被企业、大专院校、科研机构等行业广泛引用于各种生产与实验过程中：如医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等、、、、

冠亚sfy-20a淀粉水分测定仪可以检测各种粉体水分含水率，使生产检验效率显著提高