

优肯 育肯 填料分散度仪FDG-A1

产品名称	优肯 育肯 填料分散度仪FDG-A1
公司名称	青岛育肯仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优肯U-CAN 型号:FDG-A1
公司地址	青岛市李沧区北崂路1022号（中艺1688创意产业园）F楼集中办公区
联系电话	0532-85018509 13792870029

产品详情

功能說明

1) 圖片輸入：

將膠料試樣放到測試台上，以30度的光照射，通過高性能的特殊鏡頭將影像放大，信號直接輸入電腦中，自動做二值化處理和粒度分析。

2) 透過統計分析自動計算二值化閾值

3) 二值化分析：

將圖像的光亮度分為256級，根據設定的閾值（threshold value）等級（準位值）作為標準，對圖像進行彩色處理和顯示。

4) 去除氣泡的漫射現象

去除二值化處理後因氣泡造成之漫射現象。

5) 粒子及分散度分析：

a. 根據iso 11345 (c、d、e) 或astm d-7723標準，自動進行粒子分析和分散度判定。

b. 二值化處理後，對粒子數、粒子直徑、粒子分布、粒子面積及粒子率等進行計算、統計比對，自動分析

出碳黑與膠料混合情形，然後依astm及iso11345的10等級為用戶歸類、顯示試樣之級別。

6) 用戶隨意標準自動判定：

除iso11345的10等級以及astm標準外，我們提供用戶多達1000組的建檔空間，可隨時設定自己的標準圖片供自動比對等級判定。

7) 凝聚塊測定範圍設定及統計分析。

8) 提供平均統計功能：

在一試片上進行多點取樣並計算出平均後的各項數據，以建立客觀的分析環境。

9) 表格轉換：

將保存的圖像解析資料轉換成表格用文件。

10) 自動保存測試過程：

每次測試的過程、結果和畫面自動保存下來。

11) 文件管理：

對保存的文件資料進行編輯或刪除等。

12) 圖像和文件的保存和列印：

提供下列圖形供參考比對：

灰階度分布圖 (gray level analysis)

徑分布圖 (dispersion)

分析圖 (pixels diameter)