

隔水式恒温培养箱

产品名称	隔水式恒温培养箱
公司名称	江西宝源通仪器有限公司
价格	168.00/个
规格参数	类型:恒温培养箱 品牌:宝源通PROTEST 型号:GHP系列
公司地址	江西省南昌市高新技术开发区
联系电话	86-079188112928 18970890991

产品详情

隔水式培养箱（水套式）

江西、南昌、赣州、吉安、宜春、萍乡、九江、景德镇、鹰潭、上饶、生产厂家

培养箱、生化培养箱、光照培养箱、厌氧培养箱、co2二氧化碳培养箱、电热恒温培养箱、细胞培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、低温培养箱、人工气候培养箱（强光）、微生物培养箱、恒温恒湿培养箱、综合药品稳定性试验箱、药物光强稳定性试验箱、低温冷藏箱、药品阴凉箱、gsp药品保存箱、血液保存箱、超低温冰箱。

隔水式恒温培养箱

人性化设计

拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。

隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。

箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。

微电脑控制器；自整定pid技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。

循环风扇速度自动控制

循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

液晶多段可编程控制器（选配）

多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

可预设7段63步可编程序，每段9步，每段设置时间1~99小时59分。

安全功能

独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。

具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警。

具有开门时间过长报警。

紫外杀菌系统（选配）

可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

型号技术指标	ghp-9050、ghp-9050n	ghp-9080、ghp-9080n	ghp-9160、ghp-9160n	g
电源电压	ac220v 50hz			
加热方式	水套式			
控温范围	rt+5 ~ 65			
温度分辨率/波动度	0.1 / ± 0.3			
温度均匀度	± 0.5 (测试点为37)			
工作环境温度	+5 ~ 35			
输入功率	450w	650w	850w	
容积	50l	80l	160l	
内胆尺寸(mm)w × d × h	350 × 350 × 410	400 × 400 × 500	500 × 500 × 650	
外形尺寸(mm)w × d × h	500 × 500 × 700	550 × 550 × 800	650 × 640 × 950	
载物托架（标配）	2块			
定时范围	1 ~ 5999min			

注：“n”为液晶显示恒温培养箱

精密恒温培养箱-细胞培养箱

生化培养箱-霉菌培养箱

隔水式恒温培养箱

低温培养箱

co2二氧化碳培养箱

光照培养箱/人工气候箱（光强）

微生物培养箱（小型）自然对流

本产品的类型是恒温培养箱，品牌是宝源通PROTEST，型号是GHP系列，有效容积是50（L），温度范围是常温~65（℃），温度波动度是0.1 / ± 0.3（℃），温度均匀度是± 0.5（%），电源电压是220（V），功率是450（W），尺寸是350*350*400（mm），净重是65（KG），工作室尺寸是350*350*400（mm），加工定制是是