

## 背部（胸部）穿刺训练模型

产品名称	背部（胸部）穿刺训练模型
公司名称	上海益联医学仪器发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:益联医学 型号:KAS/CK812
公司地址	上海市松江区中辰路225号11幢202室
联系电话	02164188033

## 产品详情

型号规格：KAS/CK812

名称：[背部（胸部）穿刺训练模型](#)

价格：询价

品牌：益联医学

简介：主要功能：仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部，可或实音处确定穿刺部位；完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。性能优异的高弹型材质，器超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命；电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。  
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

更多产品信息：<http://www.yilianyixue.com/Product/mingx.html>

益联医学官网：<http://www.yilianyixue.com/>

<http://www.shyilian.com.cn/>

销售热线：021-6417 1533

主要功能： 仿真标准化病人反向坐 于靠背椅上，双臂平置，形象逼真。 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。叩诊双侧背部，可或实音处确定穿刺部位； 完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。性能优异的高弹型材质，器超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命；  
电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。  
注：皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。

---

---

---