

固液两用密度计/固液两用密度测试仪/比重计

产品名称	固液两用密度计/固液两用密度测试仪/比重计
公司名称	厦门群隆仪器有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:MatsuHaku/玛芝哈克/群隆 型号:GH-300S
公司地址	厦门市湖里区安岭路993号7层709单元
联系电话	0592-5653843 18150390872

产品详情

原理：固体模式：根据astmd297-93, d792-00,d618,d891,gb/t1033,jisk6530,iso

2781标准。采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

液体模式：根据gb/t5526、13531、15223、5009、jis、iso规范。应用阿基

米得的浮力法、水中置换法，快速、直读读出液体密度值。

功能：

- 1、具有混合比显示功能，适合新材料的开发与研究。
- 2、具上、下限功能，可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
- 3、快速的测试，只需两个测试动作，立即读出比重、体积数值。
- 4、具有rs-232c计算机标准接口，可轻易的连接pc和打印机。
- 5、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 6、具有液体测试模式，可选购液体配件。满足固、液体测试。
- 7、可经由所测溶液的比重值直接显示溶液的浓度值

规格：	gh-300s
测试时间：	约5秒
测量范围：	0.01g?300g

密度精度：	0.001 g/cm ³
显示值：	比重、体积、浓度
温度补偿：	溶液温度可设定至0~49
溶液补偿：	溶液可设定至19.999
混合比重：	设定二种混合物的混合比功能
设定：	可设定不同混合物的密度

标准配件： 专用测量台*1 水槽*1 300s主机*1 防风罩*1
 电源供应器*1 镊子*1 温度计*1 校正砝码*1
 抗浮架*1，颗粒专用量具*1 专用玻璃砝码套件*2

选购配件：a:不锈钢砝码 b:防酸碱砝码

厦门群隆仪器 台湾玛芝哈克品牌密度计，测试领域涵盖： 固体：不吸水固体、吸水固体、金属、粉末、塑料颗粒、发泡体、浮体、薄膜、黏稠体、木材、泡绵...等 液体：一般液体、牙膏状态产品、粘稠性液体、腐蚀性液体、挥发性液体、高温度状态下液体.....等 粉末：金属粉末、橡胶粉末、塑胶粉末、各种添加剂等 贵金属：黄金、铂金、钼、银、钯、铬等

群隆仪器承认售后服务：

- 1、充分与客户沟通，了解客户的需求，免费向客户提供产品及其配套的技术咨询服务，供客户深入了解产品技术性能，选购满意的产品。
- 2、产品自到达用户起一年内，非人为及不可抗力因素外，免费保修。
- 3、产品到达用户时，如发现有明显损伤，无法修复的，予以调换。
- 4、产品验收时，如技术指标不能达到或不能全部达到合同要求的，经正常调试仍不能达到的，予以调换。
- 5、产品到达用户后，电话或现场协助用户安装、有需要时调试并培训1-2名操作人员。
- 6、售出产品实行终身负责。
- 7、经常听取用户的意见及建议，改进工作，改善服务。帮助解决产品技术质量问题。
- 8、免费提供技术咨询，根据用户需要，以性价比最优的方案为用户开发和扩展实验范围和增加试验功能等服务。
- 9、产品出现质量问题，用户可通过电话、传真、信函通知本公司报修，在正常工作日情况下，我司在接到通知后2个小时内响应，12小时内为客户提供售后服务方案。
- 10、非我公司产品提供免费检测,非标安装的,收取适当的服务费.
- 11、代用户计量、检定、校正服务

非保修范围：

- 1、凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。

- 2、未按规定使用电源而导致故障的。
- 3、天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。
- 4、自行拆卸维修导致故障的。

1.我公司产品种类良多，型号不同价格属性有所不同，以上价格属性仅供参考，详情可旺旺或来电咨询我们！2.以上报价含邮费不含税，若您有其他需要或要求，可来电咨询我们！3.为了我们更好的合作，请在拍下前联系我们哦！公司相关联系信息：名称：厦门群隆仪器有限公司(最专业密度仪供应商)联系人：朱先生 186-5010-5188 qq：2816172923电话：0592-5234772 传真：0592-5238095
详细资料请登陆官方网站:<http://www.dx1718.cn>公司地址：厦门市湖里区高新科技园安岭路993号五华大厦一号楼b单元709

本产品的加工定制是是，品牌是MatsuHaku/玛芝哈克/群隆，型号是GH-300S，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0-300，准确度是0.001，显示方式是数显，分度值是0.001，电源是220（V\HZ），用途是测试固体的密度