

科奥KADL-868微机智能定硫仪 煤炭化验设备 定硫仪

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 科奥KADL-868微机智能定硫仪 煤炭化验设备 定硫仪 |
| 公司名称 | 鹤壁市科奥仪器仪表制造有限公司 |
| 价格 | 96800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鹤壁科奥 型号:KADL-868 |
| 公司地址 | 鹤壁市朝霞街5号 |
| 联系电话 | 0392-2102798 |

产品详情

主要技术指标

1: 适用范围：煤（褐煤、烟煤、无烟煤）和焦炭，原油及衍生物，其它含硫矿物质或有机质

2：测硫范围： 0% ~ 40%

3：测硫分辨率： 1%以上为0.01%，1%及以下为0.001%

4: 单样测试时间： 3min起自动判断测定终点(依试样种类和重量而定)

4: 测试温度： 1150 (煤) 920 (油)

5: 测温元件： 电炉测温用s值(铂铈-铂)热电偶，0.5级;腔体及电路板测温用集成数字化测温ic，±0.5

6: 控温精度： ±1

7：电炉加热元件： 双螺纹硅碳管 60/50-200mm

8：最高炉温： 1300

9：单样重量： 测煤 40mg ~ 70mg

测油 50mg ~ 99.9mg

10: 试样数量： 1 ~ 30个

11: 测试方法： 库仑滴定法

12: 准确度和重现性： 优于国标gb214《煤中全硫的测定方法》要求

13: 供电电源 ac (220 ± 10%) v (50 ± 1) hz

14: 总功耗 3.5kw

15: 外型尺寸 560mm × 470mm × 850mm

16: 重量 45kg

使用条件

1. 环境温度： 5 ~ 40 。

2. 相对湿度： 85%。

3. 室内条件： 无强空气对流和腐蚀性气体存在， 远离强电磁场设备， 不要与频繁启闭的大功率用电设备共用电源， 避免电压波动过大影响测试精度。

4. 试样： 空气干燥基煤样及其它固体样品要求粒度小于0.2mm， 均匀有代表性， 称准至0.1mg。

5. 试剂： 碘化钾、 溴化钾、 冰乙酸（ 冰醋酸）、 三氧化钨（ 或三氧化二钨） 均为分析纯， 氢氧化钠为化学纯（ 片状）， 变色硅胶为工业级。

本产品的加工定制是是， 品牌是鹤壁科奥， 型号是KADL-868， 类型是微机定硫仪， 测量范围是0-99.99%（ % ）， 分析时间是180（ s ）， 电源电压是220（ V ）