

# 非接触红外线额温枪MW-151/

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 非接触红外线额温枪MW-151/              |
| 公司名称 | 深圳市腾智创展科技有限公司                 |
| 价格   | 165.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:迈迪生<br>型号:MW-151 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道元芬工业园A栋5楼502室      |
| 联系电话 | 83231260 18688926979          |

## 产品详情

深圳市腾智创展科技有限公司为客户提供优良的品质和优惠的价格及诚信合作之心意！欢迎来人来电订购！电话：0755-83231260 张小姐 qq：2995647847

配精美包装盒子以及2颗高功率碱性5号aa电池。

由于是非接触式的，所以测温更合理方便哦，

譬如还可以测量奶瓶的水温，方便冲调baby的奶粉；

宝宝洗澡的时候测一下水温，不再担心凉了或者烫着。

准备想要孩子的女性可以随时利用它来监测基础体温，

并选择合适的时机受孕，还能测温判断怀孕等等。

产品特点：精确：测量偏差  $\pm 0.3$ 度。（采用进口红外探测系统）快速：测量时间 < 1秒钟。易用：一键测量，操作方便。非接触：对人体额头测量，不接触人体皮肤。长寿命：装2节5号电池，可使用超过10万次，产品使用寿命 > 300万次。测量距离：在5~15cm之内都可以适应，无需固定测量距离。大屏显示：大屏幕液晶显示，白色背光，任何光线都可以清晰显示。温度报警：自由设定报警温度。存储数据：存储32个测量数据，便于分析参考对比。设置修改：可以修改设置参数，以适应不同肤色的人种（白人，黑人，黄色人种等）。单位转换：使用摄氏度、华氏度互相转换。

产品用途：人体体温测量：准确的测量人体体温，替代传统的水银体温计。皮肤温度测量：测量人体的皮肤的表面温度，比如可用于断肢再植手术时需要测量皮肤的表面温度。物体温度测量：测量物体的表面温度，比如可用于茶杯外表的温度的测量。液体温度测量：测量液体的温度，如婴儿洗澡水的温度、奶瓶内牛奶温度等。

技术性能：1.正常使用条件：环境温度：10 ~40 相对湿度：85%2.  
电源：dc3v(2粒aa电池)3:尺寸:196 × 150 × 50mm(长 × 宽 × 高)4.重量:220g5.测量范围:  
体温模式:32 ~42.9 表面模式:0 ~60 6.精度:32 ~36 =± 0.3  
36 ~39 =± 0.2 39 ~42.9 =± 0.3 7.功耗: 50mw8.测量距离:5cm-15cm9.自动关机:5秒

不带激光点，避免对人体皮肤造成伤害

本产品的加工定制是否，品牌是迈迪生，型号是MW-151，测量范围是10-40（ ），精度是0.02（f.s），外形尺寸是196 × 150 × 50（mm）