

原子吸收光谱仪

产品名称	原子吸收光谱仪
公司名称	上海华泉仪器仪表有限公司
价格	88000.00/个
规格参数	波长范围:分辨率锰279.5nm和279.8nm双线,且两谱线间波谷能量值 20% 优于国标(国标为&l 光源:上海华泉 加工定制:否
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号9幢W4室
联系电话	18964732939 13162766289

产品详情

简介:aa2610型原子吸收能够检测多种微量金属元素,包括铜、铁、钙、铅、汞、铬、镉、金等多种元素。

技术参数: 1.工作波段: 190-900nm

2.波长精度: $\pm 0.25\text{nm}$ 优于国标(国标为 $\pm 0.5\text{nm}$)

3.波长重复性: 0.15nm 优于国标(国标为 0.3nm)

4.波长分辨率: 分辨率锰279.5nm和279.8nm双线,且两谱线间波谷能量值 20% 优于国标(国标为 40%)

5.基线漂移: $0.004\text{a}/30\text{min}$ 优于国标(国标为 $0.006\text{a}/30\text{min}$)

6.特征浓度(cu): $0.025\text{ug}/\text{ml}/1\%$ 优于国标(国标为 $0.05\text{ug}/\text{ml}/1\%$)

7.检出限(cu): $0.006\text{ug}/\text{ml}$ 优于国标(国标为 $0.008\text{ug}/\text{ml}$)

8.精密度: rsd 0.8% 优于国标(国标为 rsd 1%)

9.光谱带宽: 0.2、0.4、1.0、2.0nm四档电脑自动转换

10.燃烧器: 100mm金属钛燃烧器,空冷预混合型

11.喷雾器: 高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器

12.雾化室: 耐腐蚀材料雾化室

13.位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调，一分钟完成火焰/氢化物换装

14.保护功能：具有多种自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统

标准配置

序号	标准配置	数量	备注
1	aa2610型原子吸收分光光度计主机	1套	
2	燃烧器（缝片v型喷头）	1套	主机中
3	保险管（2a）	5个	备件箱中
4	点火器	1个	备件箱中
5	雾化筒	1个	主机中
6	雾化器	2支	主机内和备件箱中
7	防回火止逆阀	1套	主机中
8	吸液管（主机内和备件箱中）	8根	备件箱中
9	油水分离器	1	备件箱中
10	空气、乙炔气管	各10米	备件箱中
11	原子吸收专用操作软件	1套	备件箱中
12	aa2610专用软件备份盘	1张	备件箱中
13	说明书、分析应用手册、售后服务光盘	1套	备件箱中
14	低噪声无油空气压缩机（kj-b）	1台	
15	运费（国内发货到客户指定地点）		
16	上门安装调试及培训（国内客户所在地点）		

本产品的波长范围是分辨率锰279.5nm和279.8nm双线，且两谱线间波谷能量值 20% 优于国标（国标为 40%），光源是上海华泉，加工定制是否，品牌是上海金泉，型号是AA2610，重量是9000，规格是原规格，适用范围是波长分辨率：分辨率锰279.5nm和279.8nm双线，且两谱线间波谷能量值 20% 优于国标（国，外形尺寸是原规格，焦距是上海华泉