

CAP2000+型锥板粘度计

产品名称	CAP2000+型锥板粘度计
公司名称	长沙市秋龙仪器设备有限公司
价格	94600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Brookfield/博勒飞 型号:CAP2000+型
公司地址	中国湖南长沙市天心区长沙市劳动广场樟木园 15号
联系电话	86-073184780428/84780408/13973126043 13975893073

产品详情

cap2000+型锥板粘度计|美国博勒飞

产品名称：

cap2000+型锥板粘度计

产品用途：

广泛应用于食品产品，石油，化学试剂，化妆品，药品，日用化工品等领域。

产品特点：

- 1, 按键面板[可直接输入,测试参数]2, 锥型转子[容易装卸及清洗]3, 自动锥/间隙定位
- 4, 内置 peltier plate[样品加热装置 : l系列 : 5 -75 ,h系列 : 50 -235]
- 5, 简单易用的定位把手[准确自动定位锥型转子]
- 6, 专门的重复测试设计[在生产现场环境易于设置及清洗]
- 7, 液晶屏四行显示[可以同时浏览所有测试参数]
- 8, 只需少量样品(少于1 ml)产品规格参数

cap2000+型锥板粘度计

子型号	cap2000+(5-1000转/分)-高粘度		cap2000+(5-1000转/分)-低粘度
选配转子	样品量	剪切率	对应粘度测量范围(cp)
cap-01	67 μ l	13.3n	0.2-375
cap-02	38 μ l	13.3n	0.4-750
cap-03	24 μ l	13.3n	0.8-1500
cap-04	134 μ l	13.3n	1-3000
cap-05	134 μ l	13.3n	3-6000
cap-06	30 μ l	13.3n	8-15000
cap-07	1700 μ l	2.0n	0.78-625
cap-08	400 μ l	2.0n	3.13-2500
cap-09	100 μ l	2.0n	12.5-10000
cap-10	170 μ l	5.0n	1-1000

1m=106cp=centipoise mpa • s=million • seconds=厘泊

标准配置

cap2000+型	主机、用户选定的一支锥形转子、说明书
可选附件	cap标准液、另外选购的锥型转子、capcalc32 软件、仪器面板保护膜

选型指南：

中等粘度流体：热溶胶、涂料、树脂、建筑涂料、工业涂料、淀粉、汽车涂料（高性能）、丝印油墨、表面处理、霜类、有机溶剂、紫外涂料、食品、油漆、光亮剂、凝胶、造纸涂料、口香糖、塑料溶胶

高粘度流体：胶粘剂、凝胶、密封剂、沥青、油墨（圆珠笔油墨、平板印刷油墨）、片状模塑料、巧克力、糖蜜、焦油、合成聚合物、膏体、乙烯酯类、环氧化合物、屋顶材料

如果您仍然对cap2000+型锥板粘度计不了解，请点击右边在线客服进行咨询或直接电话联系我们

长沙市秋龙仪器设备有限公司

企业qq：4000520880

热线：400-0520-880

电话：0731-84780428

手机：139-7312-6043（24小时服务）

【官网】www.qlyq168.com（煤质仪器及矿产品化验仪器网）

秋龙仪器——您全程贴心的采购顾问。

我们将为您提供更加详细的产品报价及资料

长沙市秋龙仪器设备有限公司

企业qq：4000520880

热线：400-0520-880

电话：0731-84780428

手机：139-7312-6043（24小时服务）

【官网】www.qlyq168.com（煤质仪器及矿产品化验仪器网）

秋龙仪器——您全程贴心的采购顾问。

本产品的加工定制是是，品牌是Brookfield/博勒飞，型号是CAP2000+型，类型是锥板式粘度计，测量范围是0.2-15000（MPa·s），装箱数是1，剪切率是2.0N-13.3N