

# 300澄清水过滤膜混合纤维素0.22除菌微滤膜

产品名称	300澄清水过滤膜混合纤维素0.22除菌微滤膜
公司名称	海宁市骏马过滤设备有限公司
价格	2.30/个
规格参数	滤膜类型:微孔滤膜 品牌:JM 适用对象:药液
公司地址	浙江省嘉兴海宁市盐官镇万寿村夹金港25号
联系电话	0573-87777969 13806700839

## 产品详情

new

[click for more](#)

团购春品潮流上新

活动剩余时间

00 天 23 时 59

叠片式过滤器300精密脱炭过滤器不锈钢全  
封闭保温过滤器

原价：¥ 1688

112.6

折优惠

¥

19000.00

混合纤维素酯微孔滤膜，经有关单位多次广泛使用，质量符合标准，其产品表面平滑，质地轻薄，孔隙率高，且微孔结构均匀，因此具有流速快，不易吸附的特点。

## 一、用途：

本产品用于制药业

、生产制品、矿泉水、酿造、钟表等工业方面的水质，医药用油、润滑用油、燃料用油及科研实验室等滤除细菌和微粒，一般0.65微米以上可除微粒，0.45以下可除细菌。

## 二、规格：

混合纤维素酯微孔滤膜各种规格如下

孔径：0.2、0.45、0.65、0.8、1.0、1.2。 13-25、 35、 50、 60、 100、 150、 180、 200、 300、 400、 200x200、 300x300、 400x400。

## 三、使用方法：

- 1、将滤膜平放于清洁盛器内，用70度左右的蒸馏水浸泡，使全部湿润，数小时后（约4小时以上）倒去水，在用上述法浸泡过夜，使用前再用适量温蒸馏水浸泡清洗一次。
- 2、将清洗的滤膜（湿）装入适宜的滤器中，防止周围漏液，自进液口放进滤液，并在排气口排除空气，即可进行过滤。

## 四、注意事项：

- 1、水膜片是宜于pH2-9的药液，对强酸碱或有机溶剂包括酒精等不宜使用。
- 2、本品一般耐湿130度，耐压3-4公斤/厘米<sup>2</sup>
- 3、微孔滤膜只能作为最后阶段过滤，滤液必须先经过板框或其他滤材预过滤，以免滤膜堵塞。
- 4、上述使用的方法：仅适用于水剂药或其他水溶剂的过滤。

本产品的滤膜类型是微孔滤膜，品牌是JM，适用对象是药液，用途是药液过滤，厚度是0.12（mm），适用范围是板框微孔过滤器，过滤方式是外压式，性能是防静电、防水，操作压力是0.15（MPa），工作温度是80（ ），过滤精度是99.99%，截留分子量是100（万），孔径是0.22（ $\mu\text{m}$ ），通量是14（L/H），规格是300\*0.22