

# 3M高压压力蒸汽灭菌用生物测试包1276F

产品名称	3M高压压力蒸汽灭菌用生物测试包1276F
公司名称	北京安杰龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:1276/1276F
公司地址	北京市石景山区古城路6号
联系电话	010-68888276

## 产品详情

3M高压压力蒸汽灭菌用生物测试包1276F

### 【规格编号】

3M高压压力蒸汽灭菌用生物测试包1276 25包/箱 25支对照支

3M高压蒸汽灭菌用标准测试包1276F 25包/箱 5支对照支

3M高压压力蒸汽灭菌用快速生物测试包1296 25包/箱 25支对照支

3M高压压力蒸汽灭菌用快速生物测试包1296F 25包/箱5支对照支

### 【产品说明】

压力蒸汽灭菌标准生物测试包内含压力蒸汽灭菌生物指示剂，在与阅读器配合使用时，能够迅速可靠地检测压力蒸汽灭菌过程的生物监测结果。

一次性产品设计，免去清洗等相关不可控成本；精确模拟国内外相关标准的一次性装置，为生物监测提供稳定、标准的抗力；能够可靠监测压力生物灭菌监测结果；48小时即可阅读结果；改良后的培养液质量稳定，监测更准确。

### 【技术标准】

1. 本品性质：

快速监测结果显示；

结果准确，符合国内国际标准；

自含式设计，免除污染可能；

一次性标准生物测试包，方便使用；

为植入物提供精确的灭菌监测保障；

降低外科感染引起的成本。

2. 本品参照最新的国家标准，完全符合国家要求；

3. 提供多种规格、不同级别要求的产品，方便您的需要；

4. 优质产品包装，好的物流合作伙伴，让你收货无忧！！

#### **【用途】**

用于121 °C下排气压力蒸汽和132 °C预真空压力蒸汽灭菌效果监测。

#### **【贮藏条件】**

贮存于温室15 °C-30 °C，相对湿度为35%-60%。避免靠近灭菌器和化学消毒剂。

#### **【保质期】**

保质期24个月。

#### **【注意事项】**

- 1、 每次生物检测培养均应设立阳性对照；
- 2、 在机器判读结果出来前，请勿取出快速生物指示剂