

梅特勒120g 万分之一梅特勒LE104E电子天平 实验室电子天平仪器

产品名称	梅特勒120g 万分之一梅特勒LE104E电子天平 实验室电子天平仪器
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多 型号:LE104E
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

产品详情

- 家用食品、冻饮制冰机雪科im-15a 产量24h/15kg
(自来水为水源)

2000.00
- 雪科ims-100型全自动雪花制冰机

9800.00
- 压力蒸汽灭菌器sx-280a、280b

百得biohitproline 手动移液器 芬兰百得proline手动单道移液器	420.00	奥豪斯电子天平cp1502 1500g/0.01天平现货价格	4100.00	斯科茨曼（scott）方形冰制冰机 应
奥豪斯水份测定仪mb23	3500.00	ims-25雪花制冰机	4800.00	智能鞋覆膜机.

¥ 3000.00	已售出8710件	¥ 5780.00	已售出4122件	¥ 19500.00
-----------	----------	-----------	----------	------------

¥ 8000.00	已售出8191件			¥ 2650.00
-----------	----------	--	--	-----------

¥ 140.00	已售出208件	¥ 5000.00	已售出940件	¥ 5200.00
----------	---------	-----------	---------	-----------

扫本店

梅特勒120g 万分之一梅特勒le104e电子天平 实验室电子天平仪器

le天平是针对普及型天平市场设计的一个全新产品系列。在保证基础称量应用准确度的同时，le天平也提供了其它多种功能以满足不同的应用需求。le天平不仅具有梅特勒-托利多产品一贯的高品质，而且价格在普及型天平市场也极具竞争力，这两者的完美结合使le天平成为普及型天平市场的首选产品。

	le104e	le204e
最大容值	120.0 g	220.0 g
可读性	0.1 mg	0.1 mg
重复性	0.1 mg	0.1 mg
秤盘直径	80.0 mm	80.0 mm
接口	rs232	rs232
校正	外部	外部
显示屏	lcd，背光	lcd，背光
尺寸 高度	345.0 mm	345.0 mm
尺寸 宽度	210.0 mm	210.0 mm
尺寸 深	308.0 mm	308.0 mm
稳定时间	3.0 sec	3.0 sec
线性误差	0.2 mg	0.2 mg
分辨率	0.1 mg	0.1 mg
legal for trade	cmc	cmc

	le203e	le303e	le403e	le2002e	le3002e	le4002e
最大容值	220.0 g	320.0 g	420.0 g	2200.0 g	3200.0 g	4200.0 g
可读性	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
接口	rs232	rs232	rs232	rs232	rs232	rs232
线性误差	2.0 mg	2.0 mg	2.0 mg	0.02 g	0.02 g	0.02 g
重复性	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
秤盘直径	100.0 mm	100.0 mm	100.0 mm	180.0 mm	180.0 mm	180.0 mm
显示屏	lcd，背光	lcd，背光	lcd，背光	lcd，背光	lcd，背光	lcd，背光
校正	外部	外部	外部	外部	外部	外部
尺寸 高度	280.0 mm	280.0 mm	280.0 mm	102.0 mm	102.0 mm	102.0 mm
尺寸 宽度	210.0 mm	210.0 mm	210.0 mm	200.0 mm	200.0 mm	200.0 mm
尺寸 深	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm	308.0 mm
稳定时间	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	3.0 sec	2.0 sec
分辨率	1.0 mg	1.0 mg	1.0 mg	0.01 g	0.01 g	0.01 g
legal for trade	cmc	cmc	cmc	cmc	cmc	cmc

以下是市场价，提供优惠折扣价，欢迎来电洽询！

电子天平			
ml802	梅特勒ml802电子天平（ 内校）	最大称重：820g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 12040
ml1602	梅特勒ml1602电子天平（ 内校）	最大称重：1620g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 12570
ml3002	梅特勒ml3002电子天平（ 内校）	最大称重：3200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 14770
ml4002	梅特勒ml4002电子天平（ 内校）	最大称重：4200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 16340
ml2001	梅特勒ml2001电子天平（ 内校）	最大称重：2200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.2g	¥ 11330
ml4001	梅特勒ml4001电子天平（ 内校）	最大称重：4200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.2g	¥ 12230
ml6001	梅特勒ml6001电子天平（ 内校）	最大称重：6200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.2g	¥ 13500
ml802e	梅特勒ml802e电子天平	最大称重：820g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：160mm 线性误差：0.02g	¥ 10660
ml3002e	梅特勒ml3002e电子天平	最大称重：3200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 12180
ml4002e	梅特勒ml4002e电子天平	最大称重：4200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g	¥ 14680

		秤盘直径：170 × 190mm 线性误差：0.02g	
ml6001e	梅特勒ml6001e电子天平	最大称重：6200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘直径：160mm 线性误差：0.2g	¥ 12850
ms1602s	梅特勒ms1602s电子天平	最大称重：1620g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 18670
ms3002s	梅特勒ms3002s电子天平	最大称重：3200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 20330
ms4002s	梅特勒ms4002s电子天平	最大称重：4200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 24680
ms4002sdr	梅特勒ms4002sdr电子天平	最大称重：4200/1220g 可读性：0.1/0.01g 重复性：0.1/0.01g 线性误差：0.2/0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s 精度 ：10mg 称量范围：820g	¥ 19930
ms6002s	梅特勒ms6002s电子天平	最大称重：6200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 33310
ms6002sdr	梅特勒ms6002sdr电子天平	最大称重：6200/1220g 可读性：0.1/0.01g 重复性：0.1/0.01g 线性误差：0.2/0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s 精度 ：10mg 称量范围：1220g	¥ 30910
ms6001s	梅特勒ms6001s电子天平	最大称重：6200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：1s	¥ 15000

ms8001s	梅特勒ms8001s电子天平	最大称重：8200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：1s	¥ 16140
ms1602se	梅特勒ms1602se电子天平	最大称重：1620g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 16160
ms3002se	梅特勒ms3002se电子天平	最大称重：3200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 线性误差：0.02g 最小称量重量：1.4g 稳定时间：1.5s	¥ 18120
ms8001se	梅特勒ms8001se电子天平	最大称重：8200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：1s	¥ 13620
ms12001l	梅特勒ms12001l电子天平	最大称重：12200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：2s	¥ 31730
ms16001l	梅特勒ms16001l电子天平	最大称重：16200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：2s	¥ 34840
ms32001l	梅特勒ms32001l电子天平	最大称重：32200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.3g 最小称量重量：14g 稳定时间：2s	¥ 43520
ms32000l	梅特勒ms32000l电子天平	最大称重：32200g 可读性：1g 重复性：1g 线性误差：1g 最小称量重量：100g 稳定时间：1.5s	¥ 31310
ms16001le	梅特勒ms16001le电子天平	最大称重：16200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g	¥ 28840

		线性误差：0.2g 最小称量重量：14g 稳定时间：2s	
ms32001le	梅特勒ms32001le电子天平	最大称重：32200g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 线性误差：0.3g 最小称量重量：14g 稳定时间：2s	¥ 30660
ms32000le	梅特勒ms32000le电子天平	最大称重：32200g 可读性：1g 重复性：1g 线性误差：1g 最小称量重量：100g 稳定时间：1.5s	¥ 22940
pl202-l	梅特勒pl202-l电子天平	最大称重：210g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘尺寸：120mm 线性误差：0.02g 校准：外校 称量范围：210g	¥ 5210
pl402-l	梅特勒pl402-l电子天平	最大称重：410g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘尺寸：120mm 线性误差：0.02g 校准：外校 称量范围：410g	¥ 5500
pl602-l	梅特勒pl602-l电子天平	最大称重：610g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘尺寸：120mm 线性误差：0.02g 校准：外校 称量范围：610g	¥ 6500
pl1001-l	梅特勒pl1001-l电子天平	最大称重：1100g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：0.2g 校准：外校 称量范围：1100g	¥ 4740
pl2001-l	梅特勒pl2001-l电子天平	最大称重：2100g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：0.2g 校准：外校 称量范围：2100g	¥ 4990
pl4001-l	梅特勒pl4001-l电子天平	最大称重：4100g	¥ 5500

		可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：0.2g 校准：外校 称量范围：4100g	
pl601-l	梅特勒pl601-l电子天平	最大称重：610g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：0.2g 校准：外校 称量范围：6100g	¥ 4490
pl6000-l	梅特勒pl6000-l电子天平	最大称重：6100g 可读性：1g 重复性：1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：2g 校准：外校	¥ 4490
pl6001-l	梅特勒pl6001-l电子天平	最大称重：6100g 可读性：0.1g 重复性：0.1g 秤盘尺寸：160mm 线性误差：0.2g 校准：外校	¥ 6500
ml1502e	梅特勒ml1502e电子天平	最大称重：1520g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：160mm 线性误差：0.02g	¥ 11180
me802	梅特勒me802电子天平（内校）	最大称重：820.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180 × 180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 10710
me802e	梅特勒me802e电子天平	最大称重：820.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180 × 180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 7730
me1002	梅特勒me1002电子天平（内校）	最大称重：1200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180 × 180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 11230
me1002e	梅特勒me1002e电子天平	最大称重：1200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180 × 180mm 线性误差：0.020g	¥ 8350

		稳定时间：1.0秒	
me2002	梅特勒me2002电子天平（ 内校）	最大称重：2200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 11660
me2002e	梅特勒me2002e电子天平	最大称重：2200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 8670
me3002	梅特勒me3002电子天平（ 内校）	最大称重：3200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 12810
me3002e	梅特勒me3002e电子天平	最大称重：3200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 9540
me4002e	梅特勒me4002e电子天平	最大称重：4200.0g 可读性：0.010g 重复性：0.010g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.020g 稳定时间：1.0秒	¥ 11770
me4001e	梅特勒me4001e电子天平	最大称重：4200.0g 可读性：0.10g 重复性：0.10g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.20g 稳定时间：1.0秒	¥ 8190
me4001	梅特勒me4001电子天平（ 内校）	最大称重：4200.0g 可读性：0.10g 重复性：0.10g 秤盘直径：180×180mm 线性误差：0.20g 稳定时间：1.0秒	¥ 11740
ml6002	梅特勒ml6002电子天平（ 内校）	最大称重：6200g 可读性：0.01g 重复性：0.01g 秤盘直径：170×190mm 线性误差：0.02g	¥ 24170
ms15kle	梅特勒ms15kle电子天平	最大称重：6/15kg 可读性：2/5g 重复性：1g 线性误差：2g	¥ 18470

		最小称量重量：160g 稳定时间：0.8s	
ms30kle	梅特勒ms30kle电子天平	最大称重：15/30kg 可读性：5/10g 重复性：2g 线性误差：2g 最小称量重量：160g 稳定时间：0.8s	¥ 19200
ms15klipe	梅特勒ms15klipe电子天平	最大称重：6/15kg 可读性：2/5g 重复性：1g 线性误差：2g 最小称量重量：160g 稳定时间：0.8s	¥ 24800
ms24klipe	梅特勒ms24klipe电子天平	最大称重：15/24kg 可读性：5/10g 重复性：2g 线性误差：2g 最小称量重量：160g 稳定时间：0.8s	¥ 32310
精密天平			
ml203	梅特勒ml203电子精密天平（内校）	最大称重：220g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘直径：120mm 线性误差：2mg	¥ 12450
ml303	梅特勒ml303电子精密天平（内校）	最大称重：320g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘直径：120mm 线性误差：2mg	¥ 13500
ml503	梅特勒ml503电子精密天平	最大称重：520g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘直径：120mm 线性误差：2mg	¥ 16050
ml203e	梅特勒ml203e电子精密天平	最大称重：220g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘直径：120mm 线性误差：2mg	¥ 9080
ml303e	梅特勒ml303e电子精密天平	最大称重：320g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘直径：120mm 线性误差：2mg	¥ 10860
ms303s	梅特勒ms303s电子精密天平	最大称重：320g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘尺寸：127 × 127mm 线性误差：2mg	¥ 19730
ms403s	梅特勒ms403s电子精密天平	最大称重：420g 可读性：1mg	¥ 24190

		重复性：1mg 秤盘尺寸：127 × 127mm 线性误差：2mg	
ms603s	梅特勒ms603s电子精密天平	最大称重：620g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘尺寸：127 × 127mm 线性误差：2mg	¥ 32480
ms1003s	梅特勒ms1003s电子精密天平	最大称重：1020g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘尺寸：127 × 127mm 线性误差：2mg	¥ 42060
ms303se	梅特勒ms303se电子精密天平	最大称重：320g 可读性：1mg 重复性：1mg 秤盘尺寸：127 × 127mm 线性误差：2mg	¥ 17860

公司简介

厦门森态科技主要产品：坤昱智能鞋底覆膜机，湘仪离心机系列，净化工作台，生物安全柜，灭菌器，恒温培养箱，生化培养箱，恒温水槽，恒温水浴锅，电热干燥箱，真空干燥箱，箱式电阻炉，马弗炉,超声波清洗器，电热套，霉菌培养箱，恒温振荡器，真空泵，蒸馏水器，标准筛，细胞筛，试验机，水份测定仪，电子天平，分析天平，移液器，四方均质器jz-ii,超低温冰箱。

售后服务：设备的保修期为一年，正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内，卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外，该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。

维修反应时间为：2 小时内响应卖方在接到买方的故障通知后，保证在2 小时内做出响应，并争取在最短的时间内尽快排除故障。

详情请洽 tel:15750750798

qq:974158204

本产品的加工定制是否，品牌是METTLERTOLEDO/梅特勒-托利多，型号是LE104E，类型是电子天平仪器，最大称量是120（g），适用范围是通用，最小显示值是0.1mg，规格是120g，精度是万分之一