

反应釜玻璃 玻璃反应釜

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 反应釜玻璃 玻璃反应釜 |
| 公司名称 | 荥阳市科瑞仪器厂 |
| 价格 | 1800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:荥阳科瑞 型号:DF-1L |
| 公司地址 | 河南省郑州市荥阳市高山镇穆沟工业区 |
| 联系电话 | 86-0371-64867182 15093305134 |

产品详情

厂家直销

电话：0371-86573886 传真：0371-86573868

手机：13253375838 联系人：林增才

*为什么你们的价格这么便宜呢？

因为我们是专业的生产厂家，省去所有销售环节的直销价格，所以价格会比市面上价格便宜。

*那你们的产品价格这么便宜，质量会不会不好啊？

这个您放心，我们是专业的生产厂家，质量就是我们的生命，您可以通过支付宝交易，您可以收到货后先试用，满意后再付款。

产品特点

- 1.采用3.3高硼硅玻璃，拥有优良物理，化学性能，耐高温耐腐蚀。
- 2.交流感应伺服电机，运转平稳，力矩大，自动增力，无火花，寿命长。

- 3.电子无极调速，转速数显。
- 4.四氟密封，四氟搅拌棒，避免物料污染。
- 5.不锈钢地板，铝合金紧固件，美观大方，整体结构稳定。
- 6.恒压加料，蛇形冷凝器，配置齐全。
- 7.可选，水浴，油浴，电热套加热，方便实用。
- 8.整体结构科学，新颖，实用，美观，国内同行业领先。

技术参数

品名规格 df-11

反应瓶 1l

瓶口数 4

电压 ac220v

搅拌功率 40w

转速 60~1000rpm

维护保养

1. 玻璃件有严重污痕可用稀硫酸清洗。
2. 要经常检查密封圈的磨损（腐蚀）程度，及时更换磨损（腐蚀）的密封圈，以确保设备的真空度。

特别说明

1. 本系列反应釜可以根据客户要求定制。
2. 使用前请仔细阅读使用说明，使用说明应保存在实际使用人手中。
3. 电源连接必须有可靠地线，确保外壳安全接地。
4. 仪器在拆装，清洗及使用中应避免冲击，以防破损。
5. 反应易燃，易爆，有毒，有腐蚀性或贵重物料时，用户必须采取相应安全措施和遵守相关安全操作规定。
6. 对贵重物料，要先做模拟工艺试验，待确定本设备能满足工艺要求时，再转入正常使用。
7. 反应完毕，应切断电源

品质保证

为保护客户利益，本厂实行1+1品质保证，即发货之日起一年再加1个月的质保期。

即本机在正常使用条件下，自发货之日起13个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责维修。因使用不当而造成的损坏，本公司酌情收取修理成本费。

玻璃仪器损坏和密封圈等易损件不在保修范围

电话：0371-86573886 传真：0371-86573868

手机：13253375838 联系人：林增才

细节展示无ps痕迹：

本产品的加工定制是是，品牌是荥阳科瑞，型号是DF-1L，类型是玻璃反应器，功率是40W（w），容量是1000（ml），搅拌转速是60-1000（转/分），尺寸是300*400*1000（mm），重量是35（kg），适用范围是实验室，加热功率是1000W，加热方式是水浴，油浴，电热套，温度范围是室温-300度