ABDJ96M兽药残留检测仪安博检测仪器

产品名称	ABDJ96M兽药残留检测仪安博检测仪器
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:ABDJ96M
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第 五层
联系电话	18863641961

产品详情

ABDJ96M兽药残留检测仪山东安博与相关的试剂进行配合,能够定性或者定量的检测出一些有机抗生素的兽药残留,在兽药残留检测的工作中发挥了很大的作用。而且检测的结果比较准确,还能够打印出纸质版的数据,能够比较直观的看到检测数据的结果,也能够对多种检测的数据结果进行一些简单的对比和分析,方便结果的记录。山东安博的兽药残留速测仪是通过光源照射的方式,通过酶试剂的反应和对比进行判断,所检测的样品是否是兽药残留超标的。目前适应的工作领域很广泛,动物检疫中心,兽医部门,药品监督部门,科学实验室,包括畜禽养殖的单位都可以进行使用,对于肉类食物的食品安全做到严格的把关,让肉类食品进入消费者的市场之前就做到安全健康。

- 1、超大彩色LCD7寸触摸屏全中文显示,可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息,实现良好的人机对话功能。
- 2、中小型台式机,金属底座,坚固耐用。
- 3、96孔可视化布板,借助PC软件可实现单板多种项目测试;
- 4、8通道光纤测量系统,微孔中心自动定位,可快速准确检测96孔数据;
- 5、适用"平"、"U"、"V"底多种微孔96孔板;
- 6、可进行吸光度测量、梯度检测、定性检测、定量检测、动态定量检测等多种测试类型;
- 7、具备振板功能,震板速度可分三级调整和振板时间0-999秒可灵活调节;
- 8、大容量存储器,能存储三万条以上数据,并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据;
- 9、自带高速热敏打印机,打印清晰、快速,亦可通过电脑连接打印机;

10、软件功能强大,可实现完善的操控功能,自动保存操控数据,打印多种操控报告

ABDJ96M兽药残留检测仪山东安博的测试方法还有其他类型的,除了光照对比测试之外,还可以进行梯度检测,动态监测等等方式。还有清晰明了的LCD显示屏,能够随时随地的显示测试过程中的任意一组数据,也可以查询测试保存过的任意一组数据,可以说是非常方便简单。山东安博的兽药残留速测仪,还具备大容量的存储,能够储存多条数据,还能够将仪器连接到计算机上,将数据导入或者导出,进行系统的分析或者对比,仪器自身是具备自动保存的功能的,所以不用担心在使用仪器的时候,出现断电的情况,数据没有保存要怎么办,为我们的检测工作带来极大的便利。ABDJ96M兽药残留检测仪山东安博的外壳也很坚固,是金属底座,能够很好的保护仪器内部的零件和部件。也很好的延长了仪器的使用寿命。