

全钢通风柜、全木通风柜、钢木通风柜

产品名称	全钢通风柜、全木通风柜、钢木通风柜
公司名称	天长市优特仪器设备销售有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:天长优特 型号:YT005
公司地址	安徽省滁州市天长市仁和经济开发区
联系电话	0550 - 7035680 13855019005

产品详情

通风柜简介

通风柜也叫排毒柜、通风橱，是实验室中最常用，最重要的一种局部排风设备，其主要用途是及时排走实验过程中产生的有毒有害气体，对实验人员进行保护。

2 通风柜的分类按材质分类

全钢通风柜 全木通风柜 不锈钢通风柜 PP通风柜

3 通风柜的养护

实验室通风柜使用效果的好坏，除了正确地设计之外，还与合理地使用和保养有很大的关系，因此应注意以下几点：

- (1) 在实验过程中，产生有害物的实验装置，应放在通风柜内柜操作口大于150MM的地方，防止有害物质溢出；
- (2) 通风柜的实验装置不应遮挡排风狭缝；
- (3) 实验完毕后，不应立即关闭风机，须待3~5分钟后才关闭；
- (4) 通风柜不应作贮藏柜使用；
- (5) 通风柜内部应经常保持柜内表面光洁与密闭，要定期彻底地清理与打扫，如有损坏，须及时检修；

(6) 通风机、风管及有关附件，都应定期检修。

(7) 每隔一段时间，须对通风柜进行一次测定和调整；使通风柜在设计情况下运行；

(8) 通风柜内温度，如瓦数大的电炉应垫块垫板，不宜长时间存放开启，以免影响风柜的使用。

天长市优特仪器设备销售有限公司

联系人：陈金星13855019005