

聚氨酯橡胶密度计、聚氨酯塑料颗粒比重计、秒准牌电子密度计

产品名称	聚氨酯橡胶密度计、聚氨酯塑料颗粒比重计、秒准牌电子密度计
公司名称	秒准科技（深圳）有限公司
价格	2640.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:秒准科技（深圳） 型号:MZ-A300、MZ-A600
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜大道111号1007
联系电话	0755-29490442

产品详情

图片均为实物拍摄，不做任何特效处理欺骗消费者！

四大特色：

- 1、中英文按键，操作更方便。
- 2、随机配置详细操作视频、快速操作说明书，一看即懂。
- 3、免掀盖黑色铝架和掀盖式灰色注塑架可选（默认配置黑色铝架），随心所欲。
- 4、采用德国hbm传感器，重复性高，质保三年。

厂家直销，可根据客户需求定制，可为经销商提供oem服务。

mz-a300、mz-a600经济性密度测试仪（不吸水材料密度计）标准规范：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183...等标准规范。

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平技术参数：

品牌	秒准牌（保修期：三年）	
型号	mz-a300	mz-a600
最大称重	300g	600g
密度精度	0.001 g/cm ³	
密度范围	0.001~99.999g/cm ³	
测量种类	不吸水固体、膏体：如橡胶、塑料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料	

	青胶、宝石、岩石等，pvc/pe/pp/abs/pps等粒料
测量原理	阿基米德排水法原理
测量时间	约5秒
测量步骤	1、放测量台上，按保存键记忆；2、放水中吊篮上，按保存键密度和体积直
结果显示	密度、体积
参数设定	水温设定、媒介液体密度设定
校正方式	一键自动校正
输出方式	rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印
电源	ac~220v / 50hz
标准配件：	主机一台、 水槽一个、 测量台一个、 镊子一支、 滴管一支、 砝码一个、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个
标准文件：	说明书一本、 合格证一张、 保修卡一张、 快速操作说明一张、 视频参

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平功能描述：

- 1、数显直读，无需人工计算，直接显示密度和体积。
- 2、塑料颗粒、薄膜、浮体（如珍珠棉epe等）、橡胶、密封圈、o型圈、陶瓷、金属...等类似产品皆能快速测量
- 3、测量精准、操作简便、稳定耐用4、具有实际水温补偿功能，可适应测试环境变化
- 5、可设定媒介液密度，使用水作介质，也可使用其它液体介质6、采用一体成型大容量测量台，耐腐蚀耐摔，终身免费更换
- 7、配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用
- 8、含rs-232c 通信接口，方便连接pc 与打印机，可选购mz-p1打印机打印测量数据

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平实物图：

本产品的加工定制是是，品牌是秒准科技（深圳），型号是MZ-A300、MZ-A600，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.01-300g、0.01-600g，准确度是0.001，显示方式是LCD电子数显密度计，分度值是0.001，电源是220（V\HZ），用途是测量橡胶塑料颗粒密度计