

保健；弹力袜；康复弹力袜；修复；美腿；瘦；腿

产品名称	保健；弹力袜；康复弹力袜；修复；美腿；瘦；腿
公司名称	邯郸市鼎康科贸有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:沃尔科 部位:腿部 型号:低压大腿型
公司地址	中国 河北 邯郸市 丛台区通达街8号通达名园8号楼2单元7号
联系电话	86 0310 6183479

产品详情

品牌	沃尔科	部位	腿部
型号	低压大腿型	产地	河北
箱装数量	40	贸易属性	内贸

国家专利产品 沃尔科牌康复弹力袜产品说明书

一、康复弹力袜的产品原理 在正常的情况下，人体腿部的大隐静脉压为 5-10mm hg，小隐静脉压为 8-12mm hg，但因地心引力与肌肉疲乏的关系，致使血液回流不理想静脉压力持续升高，血液滞流末梢血管，部份静脉瓣壁负荷过重而产生异常的扩张与曲折而在皮下浮显如蚯蚓般或网状突出，这就是表面浅性静脉曲张。康复弹力袜由氨纶丝配合其它材料织成，具有高度的双向弹性，藉由其特殊设计的渐进式压力由脚踝处渐次向上递减，收缩小腿肌肉，既压迫脚部静脉血液上流使之参与正常的血液循环，使血液回流心脏，又不会影响腿部动脉血液的正常循环，达到辅助治疗及预防静脉曲张的作用。该产品已被授予国家专利，专利证书号为：zl200320126872x

二、康复弹力袜的特性和功能

- 1、有效预防静脉曲张的出现
- 2、有效辅助治疗静脉曲张的症状
- 3、根据“静脉血液动力学”原理，采渐进式分段压力设计，可防止腿部疲劳、酸痛及肿胀
- 4、可促进腿部血液的循环，增强腿部肌肉的弹性
- 5、以温和的压力对血管加压，帮助下肢血液顺畅流回心脏，促进血液循环
- 6、修饰美化腿部曲线，保持健康肌力，促使腿部曲线苗条

三、适宜人群 适宜静脉曲张患者，以及长期站立、行走、静坐工作者，例如：医护人员、老师、孕妇、美发师、驾驶员、长途飞行家，或行动不便、老人及开刀手术后血液循环不良者。长期站立工作者

因腿部静脉血液受地心引力影响积存于下半部，造成腿部沉重疲倦或肿胀，严重者甚至静脉浮出（俗称浮脚筋），借着康复弹力袜可顺利的将血液挤压回流心脏，进而改善以上症状。长途飞行家—飞机内座位小、活动空间狭小，尤其以经济舱更为多见。这时旅客的脚踝、膝部到大腿骨只能呈三个九十度的弯曲，降低了全身的血流速度，又因飞机内空调的关系，使空气干燥，人体在此环境下很容易脱水，血液粘稠度就会增高，导致发病。一般来讲，长途飞行5

个小时以上的坐姿旅行，应穿康复弹力袜，防止静脉血栓症的发生。怀孕时期妇女 因为体重增加，腹

压变大胎儿压迫腹部静脉，阻碍静脉回流容易产生静脉曲张，穿上康复弹力袜不仅可预防静脉曲张，更可减轻腿部水肿情形。老年人因活动量少，造成血液流动慢或心脏无力，穿上康复弹力袜后可促进血液循环。开刀后或烫伤病人能有效进行伤口收缩促进生长新皮肤。有美腿需求者—收紧腿部肌肉，美化腿部曲线四、如何适当穿着康复弹力袜正确的穿着时间是在清晨起床前，因为此时血液循环最为畅通，肿胀尚未开始；或者先将患肢抬至高于心脏水平5分钟，以利血液循环。具体穿着步骤如下：1、将弹力袜沿上端外翻，然后由脚面部位穿上，慢慢拉至脚后跟部位，再拉过足踝部。2、手指拉住弹力袜之前缘，顺着小腿往上拉，使其务必能紧贴着腿肚部位，直拉至膝关节下处（小腿型）或大腿跟部（大腿型）。3、同上由1至2

，将另一只康复弹力袜穿著在另一只脚上，直拉至膝关节下处（小腿型）或大腿跟部（大腿型）4、注意穿着时，应顺着康复弹力袜的纹理。5、若穿着后，整天腿部受压迫而无减轻疼痛之迹象或头晕时，可能是所穿产品压力过大，此时应改换较大型号的产品或低压产品，并请教专业医师。五、注意事项依照袜子的结构逐渐向上直至完全舒适地穿好，使压力均匀颁布在腿上，切勿粗暴用力或遗留死褶。最好是两只辅助治疗弹力袜轮流穿着，可延长使用寿命，保证良好的辅助治疗效果

切记晚上睡觉时不必穿着请在专业人士指导下使用六、如何保养弹力袜

因为弹力袜会吸汗，所以要用中性肥皂或温和洗剂清洗，水温不要超过40度，用双手轻轻搓揉几下即可，不可用力过猛，以免伤害其弹性纤维；然后以清水冲涤，洗净后，吊挂凉干。

请勿用力拧绞或放在强转速之洗衣机内清洗。

handan dingkang science&trade co.,ltd was established in 2007, having 2 managers of b.a. degree, 3 professional technical personnels of the university above educational background.the business enterprise mainly produces -- the volk medical stretch hose, the appropriation product of prevention and treatment varix, it exists five serieses, 15 products of model numberses. with science pressure decreased from descend but the stage gradually,the products have more obvious of treatment or prevention function for those who have a synthesized disease, the varicose vein, vein a high to ligature after blazing, glued a liquid dropsy or lightly the degree the lymphoid sex dropsy, serious varix not suitable for a surgical operation, the seriously chronic vein function isn't whole, the legs deep vein blood bolted formation to the varix and the vein respectively or cent segment after ligaturing operation, tiny created treatment operation etc. the technique strength of business enterprise is strong, and craft technique are special forerunner.the plant has a whole set of scientific examination means .and it got a national intelligent property right bureau to distribute in 2004 of 《practical new patent certificate 》.the patent certificate number is z1200320126872x.

详细信息

主营产品或服务：	静脉炎;下肢肿胀;医用弹力袜;静脉曲张;美腿袜;保健袜;静脉曲张;减压袜;高弹袜;医疗袜;循序减压袜;高位结扎;粘液性水肿;血栓;妊娠期;静脉瓣;经济仓综合症;长期站立;飞行员;便秘;	主营行业：	保健用品;医疗器械加工;医疗器械代理加盟;减肥用品;成人袜;其他体育运动配套产品
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 河北 邯郸	主要经营地点：	邯郸市丛台区通达街8号通达名园8号楼2单元7号
公司成立时间：	2007	法定代表人/负责人：	陈俊岭
年营业额：	人民币 200 万元/年 - 300 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	沃尔科	注册资本：	人民币 50万

主要客户群：	医药采购公司、医疗器械公司、医院	主要市场：	大陆、东南亚、中东、
年出口额：	人民币 200 万元/年 - 300 万元/年	年进口额：	人民币 50 万元/年 - 100 万元/年
开户银行：	中国银行	帐号：	8301 0835 1508 0910 01
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：	30000 双	厂房面积：	500 平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	其他：本公司起草制定并备案于质监部门的企业标准

联系方式

邯郸市鼎康科贸有限公司 handan dingkang science&trade co.,ltd陈俊岭 女士 (董事长)	
地址：	中国 河北 邯郸市 丛台区通达街8号通达名园8号楼2单元7号
邮编：	056001
传真：	86 0310 8100980 免费试用电子传真
移动电话：	15511006369
电话：	
公司主页：	http://www.tanliwa.com
	http://hdtlw.cn.alibaba.com