

# 光学美容仪器 激光美容仪 E光美容仪 光子嫩肤仪

产品名称	光学美容仪器 激光美容仪 E光美容仪 光子嫩肤仪
公司名称	河南星维庆医疗器械有限公司
价格	28900.00/件
规格参数	建议零售价:38000.00 品牌:AILI 型号:AL-EJRH
公司地址	郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913
联系电话	17266030525

## 产品详情

yag激光美容仪器532nm治疗头  
yag激光美容仪器1064nm治疗头

yag激光美容仪器专用黑脸娃娃治疗头

激光手具（引导光选配）  
yag激光美容仪器jh手具

配件清单：

主机	1台	手具托	1个
e光操作手具（标配）	1把	手具架	1个（选配）
3波段操作手具（选配）	1把	电源线	1根
480nm波片（选配）	1个	保险管（10a）	1个
530nm波片（选配）	1个	加水漏斗	1个
640nm波片（选配）	1个	漏斗管	1根
脚踏开关	1个	说明书	1份
e光眼镜	1个	光盘	1张
e光眼罩	1个		

黑脸娃娃简介

## 柔肤镭射-传说中的黑脸娃娃

“黑脸娃娃”激光嫩肤能有效控制皮脂腺分泌，消炎杀菌，抑制痤疮丙酸杆菌活性，刺激毛孔收缩，并且还能美白，由于柔肤激光不是直接作用在皮肤上，所以不必担心皮肤变黑及灼伤皮肤。是一种您做了还想做的黑碳嫩肤术。

### 工作原理：

“黑脸娃娃”技术是许多明星用过的黑碳嫩肤术。做“黑脸娃娃”黑碳嫩肤时，专美疗师会先用长脉宽激光加热求美者的皮肤，随后会在求美者脸上敷上一层黑黑的碳粉，细小的碳粉颗粒在温热的皮肤上会顺着粗大的毛孔渗透到真层。20分钟后，美疗师会用柔肤激光对准黑黑的碳粉引爆，激光的能量会顺着碳粉被携带到真层以及色素病变组织。碳粉及皮肤里的色素团会因受热急速膨胀瞬间爆破碎裂，浅表层色素团会化成烟雾消失，同时毛孔及皮肤表面的脏污也会带走。而周围正常皮肤组织由于不吸收固定波长的激光则不形成任何损伤。

### “黑脸娃娃”功效：

美白靓肤：淡化斑点、改善肤色、祛黄祛黑、抗衰嫩肤、增加皮肤弹性和光泽黑炭娃娃。

延缓衰老：祛皱紧肤、淡化真性皱纹、祛除细小皱纹。

改善肤质：紧实提升、收缩毛孔、祛除黑头和粉刺、淡化痘印、改善油脂分泌。

深层清洁：让你“毛塞顿开”，使平日所擦的精华液、保养品真正被吸收。

### “黑脸娃娃”技术原理：

黑脸娃娃：碳粉作为外源性人工色素

黑脸娃娃：碳粉对1064 nm 激光具有极好的吸收特性

黑脸娃娃：细胞损伤被局限于与碳粉紧密相邻的组织中，而对非靶组织的作用很小。

通过将医疗级纳米炭粉涂在脸上，让它渗入毛孔后，再用激光将炭粉粒子爆破，从而震碎表皮的污垢及角质；所产生的高热能量传导至真层，充分刺激皮肤细胞的更新和活力，激发胶原纤维和弹力纤维的修复，利用肌体的天然修复功能，启动新的胶原蛋白有序沉积和排列，从而实现瞬间祛除幼纹及皱纹，收缩毛孔，平滑皮肤，令肌肤恢复原有弹性。

### “黑脸娃娃”技术优势：

[安全无创]：非侵入性技术，无疼痛感，无任何不良反应和副作用

[疗效显著]：美白、嫩肤、抗衰、收细毛孔、延缓衰老，当次见效，疗程结束后保持时间长，效果明显。

[高性价比]：与注射、整形相比，效果肯定并且无后顾之忧、无风险性、易接受；

## 冰电波拉皮介绍

武汉南韩爱丽冰电波拉皮美容系统可同时完成皮肤的x轴、y轴、z轴三个方向多层次的表皮及

真的重建,其独到的紧肤效果一次正确治疗后,85%以上的患者均达到满意程度。

皮肤重建原理：sk eily冰点电波拉皮系统在1秒内能将治疗部位生物组织中的电场电极性改变数百万次，组织中带电的颗粒以相同的频率产生快速的布朗运动使组织产生柱状分布的热量，热效应导致胶原氢键结构破坏，从而改变胶原分子中的三螺旋结构，引起胶原的即刻性收缩，实现即刻紧肤的治疗效果；sk eily冰点电波拉皮系统导致真皮组织轻中度热损伤，（热凝固，只有产生此过程才会有较持久的临床效果，此时要求相应治疗设备必须有良好的表皮接触式冷却），发生类似于创伤愈合的三个阶段（炎症阶段、增殖阶段、重塑阶段），改善真皮重塑的数量和结构，从而实现皮肤的重建和重塑，有效祛除轻、中度的皱纹且效果持久，改善皮肤质地，面部提升等。

溶脂（纤体、塑身）原理：sk eily冰点电波拉皮系统在皮下组织产生的柱状分布的热量，可充分使脂肪细胞内的甘油三酯释放出来。甘油三酯在脂肪酶的作用下，裂解成脂肪酸和甘油，随着新陈代谢排出体外。尤其sk eily新研发的2.64hz电源对脂肪的消融作用更加明显和突出，无论全身和局部的脂肪的消减以及塑身的效果都值得体验和拥有。

祛皱：祛除浅表层皱纹，明显改善中度皱纹、眼部、颈部、手部皱纹收紧，改善口周皱纹，祛除黑眼圈，眼部整形。

嫩肤：收细毛孔、改善肤质、增加皮肤弹性，改善痤疮后遗症。

痤疮：因其对皮脂腺的特殊收缩作用。

紧肤和皮肤重塑：sk eily冰点电波拉皮系统可同时完成皮肤的x轴、y轴、z轴三个方向多层次的表皮及真的重建，其独到的紧肤效果一次正确治疗后，85%以上的患者均达到满意程度，三次以上的紧肤治疗，患者一年内满意率达70%以上。

纤体、塑型、溶脂：因sk eily的rf具有良好的溶脂和皮肤收紧作用故该产品具有较好的纤体、塑形效果（在使用sk eily的单极治疗头时）。

改善妊娠纹：因sk eily冰点电波拉皮系统具有良好的胶原组织改善作用，故妊娠纹可有效改善。

手控（按钮开关）开关控制系统；

一个治疗工作头配备多个尺寸的治疗头，3种双极治疗头集于一把治疗操作头，医生通过置换治疗头即可实现治疗部位的切换；

两种操控程序：持续操控和脉冲操控；

独有的治疗参数存储、智能冷却控制设计；

sk eily冰电波拉皮系统无论紧肤、除皱、皮肤再生、面部塑形、身体塑形、痤疮治疗等方面与国外同类产品相比有着显著的疗效，一次治疗可解决多种皮肤问题；

中国第一款真正具有正弦波电源的冰点紧肤除皱设备；

是您替代国外同类产品的首设备，带给您无与伦比的竞争力！

与韩国合作开发2.64m正弦波射频电源，使其成为一款真正的冰点电波拉皮设备。

射电温度:0 -4	rf累计工作时间显示:有
rf功率: 120w	单极功率:30-120w,步进10w
双极功率:10-50w步进5w	rf频率: 2.64mhz
rf工作时间:1-40s，步进为1s	rf间隔时间:1-20s，步进为1s
工作方式:脉冲、连续	连续方式:可调
脉冲方式:可调	供电方式:ac220v ± 10%、50hz，ac110v ± 10%、60hz（出口）
冷却方式:半导体制冷、水循环制冷、风冷	保险规格:max10a
额定功率:320w	质量:42kg

冰点电波拉皮工作头 al-r治疗手具(标配)

alt-805红外线皮肤测试仪（选配）

冰电波拉皮射频头

冰电波拉皮工作头

配件清单：

主机	1台	手具托	1个
rf射频操作手具（标配）	1把	手具架	1个（选配）
鼻部操作头	1个	电源线	1根
面部操作头	1个	保险管（10a）	1个
身体操作头	1个	加水漏斗	1个
光盘	1张	漏斗管	1根
说明书	1份		

本产品的建议零售价是38000.00，品牌是AILI，型号是AL-

EJRH，规格是36cm\*52cm\*112cm，材质是ABS，包装是木箱，产地是中国