

# 食品保鲜氮气发生器 自动高纯度氮气机DFCNW

产品名称	食品保鲜氮气发生器 自动高纯度氮气机DFCNW
公司名称	杭州德克尔实验设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:纯化设备 提取气体类型:氮气
公司地址	中国 浙江 杭州桐庐江南阿尔法智能制造产业园
联系电话	0571-81606785 15990034050

## 产品详情

氮吹仪氮气发生器（采用psa技术）

说明: D-氮气 F-发生器 C-氮吹仪 N-内置泵 W-无油泵

**【产品介绍】** DFCNW系列氮吹仪氮气发生器内置无油空压机。氮吹仪氮气发生器专用于氮吹仪浓缩用气，使样品中含有的未知多类、多中农、兽药残留物顺速得到分离、净化，现已广泛应用在医学测试、农药残留物检测、食品保鲜、饮料酒类检测、中药制药等领域中。

### 一、【技术性能】

氮吹仪氮气发生器采用先进的材料和气相色谱分离技术，直接从空气中提取高纯度氮气。它是纯物理的分离方法，完全消除电化学分离方式腐蚀仪器的隐患，具有使用安全方便、寿命长可靠性高、操作简单等优点。内置无油压缩泵可连续24小时供氮气,不需要从外部接入空气，只要轻轻一按开关就可以连续24小时输出氮气。发生器原理率先推出。

### 二.【主要参数】

1.氮气纯度：99%——99.999% 可选

- 2.氮气出口压力：0-0.3mpa可调
- 3.氮气出口露点：-55
- 4.氮气颗粒物：0.01um
- 5.氮气产生：在通电情况下连续24小时自动待机，即开即用
- 6.操作：操作简单，一键式操作就能自动发生
- 7.应用：适用于24小时连续工作运行，有自动排水功能
- 8.维护频率满足：基本无需消耗品，发生器在正常使用情况下，具备无人员看护和无需做任何操作的维护要求
- 9.维护操作：简单，无故障情况下一般技术人员即可完成
- 10.可靠性：配有过压、过流二级保护及安全释放阀装置，安全可靠

### 三.【型号参数】

型号	流量 nl/min	纯度%			
		n2	a型	b型	c型
内置泵					
dfcnw-5l	5	99%			
dfcnw-10l	10				
dfcnw-15l	15		99.9%	99.99%	99.999%
dfcnw-20l	20				
dfcnw-30l	30				

### 【气体发生器特点】

我公司相对进口产品添加了多种人性化功能，使用的过程中更加智能，更加稳定，更加便捷，智能，增加了设备发生故障自动报警，并且自动将气源切换到钢瓶的功能，真正做到可24小时无人值守无事故发生。(可选)

- 1、安全：替代高压钢瓶，低压产气，超压保护，无危险，确保人身安全。
- 2、省力：体积小，重量轻，无运输钢瓶之麻烦，省搬动钢瓶之劳苦。
- 3、环境：振动小、噪音低、可增加实验室氧含量，提神保健，提高工效。
- 4、操作简单：轻按开关即可产气，可不间断使用，性能稳定，流量、纯度不衰减。
- 5、节能：设自动待机状态功能。

- 6、自控系统：输出压力稳定，直观方便。
- 7、可靠性：配有过压、过流二级保护及安全释放阀装置，安全可靠。
- 8、先进性：氮气发生器采用色谱分离技术。
- 9、应用范围：化学、化工、材料、环境、地质、能源、药物、刑侦、生命科学、动医学等各个领域。
- 10、经济：耗电少，耗材省，成本低，经济实惠。

本产品的加工定制是是，类型是纯化设备，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,石油,医用、制药,食品，作用原理是分离，品牌是德克尔，型号是10NL/min，外形尺寸是700\*450\*1160（mm），重量是110（kg），产品类型是全新，处理能力是0（m<sup>3</sup>/h）