

色谱数据处理系统 SHIMADZU/岛津

产品名称	色谱数据处理系统 SHIMADZU/岛津
公司名称	宁波拓谱生物科技有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:SHIMADZU/岛津 型号:LabSolutions系列工作站
公司地址	宁波市江北区洪塘长兴路158号7幢316室
联系电话	0574-27618766 18067353358

产品详情

labsolutions ver. 5

labsolutions 系列工作站在继承gcsolution优良性能的同时，集成了gc控制、lc控制和一些新功能，是最新一代色谱数据处理系统。labsolutions操作简便，功能强大。

操作简便

采用[助手栏]、[数据浏览器]等labsolutions系列通用的操作体系，实现了直观操作及短时间内便可掌握的人机对话方式。轻松操作即可同时进行多个数据文件之间色谱图、峰信息和定量结果的比较。

分析效率提高

最多可进行4台gc系统的控制和数据处理（最多注册16个gc系统）。支持1台gc同时处理2个样品、满足双进样系统的要求。

从开启系统、到系统检查，基线检查、系统适应性计算、相关自动判定和执行功能，最后到关闭系统，支持整个全过程的自动控制，简化工作量。

基础功能丰富

丰富的定性、定量功能和数据比较功能。噪音、漂移、信噪比、lod和loq都可以进行自动计算和报告输出。显示相对保留时间（rrt），具有保留时间自动校正功能（aart）。

灵活的报告制作功能，如同使用ms-word一样简单。可对色谱图、峰表等各个项目执行自由粘贴和编辑操作。制作好的报告格式，可保存为模板。标准配备pdf输出功能，推进实验室无纸化进程。可输出报告摘要。

支持glp/gmp法规

为提高数据可靠性，强化了用户管理功能、gc-2010 plus自检功能。完全支持glp/gmp要求，包括各种方法参数的事态追踪功能。标准配置即包含支持fda 21 cfr part 11的功能。

满足网络化要求

网络环境的有效利用，使在办公室进行数据解析、从办公室进行远程访问等功能成为了可能。class-agent软件提供了数据共享，数据一元化管理的手段。

可针对工作流程设定最佳软件操作界面

主登录窗口中的系统选择菜单，辅助栏，工具栏和应用窗口均可根据用户需要进行自定义显示。数值数据，例如峰面积、峰高、浓度、色谱柱柱效等的格式、四舍五入方法都可在系统中精确设定。

本产品的加工定制是否，品牌是SHIMADZU/岛津，型号是LabSolutions系列工作站