

# 无菌均质器,拍打式均质器

产品名称	无菌均质器,拍打式均质器
公司名称	上海秉越电子仪器有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海秉越 型号:BYJZQ-10
公司地址	上海市奉贤区大叶公路6758号4幢5035室
联系电话	86 021 58920620 15216755101

## 产品详情

产品说明：

上海秉越品牌无菌均质器（拍打式均质器）广泛应用于食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等。固体样品中提取细菌的过程变得操作简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中，然后将样品袋放入拍打式均质器中即可完成样品的处理。减少了样品的处理和准备时间，处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。

主要特征:

大屏幕液晶显示。

可调整的均质时间和均质速度。

可储存三组工作程序。

无菌一次性滤袋，保证卫生和安全。

拍击器可调整前后距离。

玻璃透明窗口易于观察。

全开启式门，易于清洗。

拍打式无菌均质器具有停电数据恢复记忆功能。

拍击器可调整前后距离，使厚/薄样品的处理达到最好的均质效果。

均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。

样品与均质仪无接触，不需进行系统清洗。

拍打式无菌均质器粉碎完成后，自动发出蜂鸣声。

通过lcd确认运行状态、速度、时间的功能。

为操作者的安全着想，设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指。

渐进式均质，卓越的细胞保护功能。

无菌均质器内腔采用316全不锈钢系统。

废液槽以防止样品袋泄漏。

#### 技术参数:

型号：byjq-10

有效容积：3~400ml

定时范围：0~99.99分钟

可变速度：3~12次/秒

拍击间距：0~50mm可调

可储存程序数：3组

无菌均质袋：30×17cm

均质袋数量：50只（赠送）

样品架隔断：5段（选配）

使用环境温度：0~45

电源要求：220v/50hz

整机功率：300w

整机重量：22kg

外形尺寸：380\*220\*310mm

#### 工作条件:

操作电源:220v / 60hz

使用温度:0 ~ 40

保管温度:0 ~ 50

相对湿度:35%rh ~ 85%rh

消费量:3.6va

\*控制电压:

dc motor控制驱动电压: dc电压不超过240v

\*辅助电压:

relay1电压 : start电压接点容量 : 100ma

relay2电压 : end电压接点容量 : 100ma

\* motor防过热系统:

均质器运转温度达到80 时，为防止异常工作，本机器会自行终止运转，达到安全状态。

\* led显示灯:

直接照射内部均质状况，达到既安全，又能准确确认均质状态。

\*压印踏板:

具有有效地穿透食品内部，达到最好的均质效果。

本产品的加工定制是是，品牌是上海秉越，型号是BYJZQ-10，类型是拍击式均质器，容量是3~400（ml），功率是300（w），尺寸是380\*220\*310（mm），重量是22（kg），电源是220v，适用范围是食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干；药品的微生物分析等