

赛多利斯MA150水份测定仪 红外水份测定仪|水分仪MA35

产品名称	赛多利斯MA150水份测定仪 红外水份测定仪 水分仪MA35
公司名称	上海全扶实业有限公司
价格	23200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:水分测定仪 品牌:sartorius/赛多利斯
公司地址	上海上海市奉贤区望园南路1288弄3号
联系电话	021-57187119 13311862833

产品详情

赛多利斯sartorius 红外水份测定仪|水分仪ma35

赛多利斯ma150水份测定仪

ma150 产品属性

方法	ir - 烘干 / 陶瓷加热
量程	150 g
可读性	1 mg

通用技术条件:

最大量程	150 g
称重系统精度	1 mg
带ec型式批准证书	否
初始样品重量大约1g	+/- 0,2
初始样品重量大约5g	+/- 0,05
可读性	0.01 %
测量结果显示模式	% 水份, %干重 (固体), % 比值, g 残渣
加热模式	标准加热, 温和加热
分析方法	全自动, 半自动

参数识别模式	否
加热单元	陶瓷 ir 加热器，cqr 加热器（石英管加热）
plug&dry® 抽取式加热单元	否
进入样品箱	通过铰接盖
符合fda/ haccp标准	是，所有后缀为"v2"的版本
内置校正砝码	否
操作指导	菜单提示，符号输入，用软键提示输入参数
快速重复性测试功能reprotest	否
可存储程序数	20
数据存储器	保存测量结果到下一次测量开始
参数设定密码保护	是
手动输入皮重	否
数据打印机	外置（选件）
数据接口	rs-232c 单向
可连接条形码扫描仪	否
键盘防尘罩	是
宽	213 mm
深	320 mm
高	180,5 mm
重量约	5,5 kg
符合iso/glp的打印输出	不可变更的标准配置模板
加热温度范围和设定	从40 ° c - 180 ° c，增量1 ° c

操作特性:

150 g 量程，1 mg 分辨率

操作温度范围从40 ° c 到 220 ° c

同质的样品加热可选陶瓷加热或者cqr石英元件加热（两者都是红外加热）

关闭模式：全自动，可设置半自动或者计时器

存储20个水份测量程序

符合fda/haccp的型号（不带玻璃部件）可用

温馨提示：由于产品规格繁多，如特殊技术要求请于在线客服联系！

保修内容：

«：免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。

«：凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。

«：产品使用过十年发生故障时，本公司照常给予服务。

«：用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理

常规产品安全库存平均 待发20台以上... ..

尊敬的用户，您可直接下单订购您所需要的产品规格及数量，我们会根据您的订单要求及时发货，一般发货周期在一或三个工作内完成，诚信通是我们公司开通的一项便捷快速的交易平台，公司开具正规产品发票，请放心选购，如需特殊定制非标产品，请联系我们... ..

联系人：龚小姐 手机：13818310769

服务热线：400-630-1935

上海全扶实业有限公司最懂用户需求的称重解决方案提供商！

热销产品：

电子秤、电子地磅秤、电子台秤、地磅秤、汽车磅秤、工业平台秤、叉车秤、缓冲秤、便携式地磅秤、落地秤、带打印吊钩磅秤、钢瓶磅称、寺冈电子秤、实验室天平、

应用行业：化工厂,药厂,食品加工厂,商场超市,仓库,车间,货场,集贸市场,工地,水产市场,港口,机场,矿山,冶金,物资仓库,快递物流,生产加工厂,电子厂,超市、服装厂、印染厂等称重场区。

本产品的加工定制是是，类型是水分测定仪，品牌是sartorius/赛多利斯，型号是MA150，测量范围是150g，可测样品状态是固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率，重复性误差是1mg，外形尺寸是213*320*180.5（mm），适用范围是应用于食品、烟草、制药、石油、造纸、饲料、化工、涂料、矿产、环保、地质等行业做物料含水率的快速测定，规格是MA150