

二手岛津GC2010/GC2010plus WBI进样器（含AFC）

产品名称	二手岛津GC2010/GC2010plus WBI进样器（含AFC）
公司名称	杭州格图科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:岛津 型号:GC2010/GC2010plusWBI进样器（含AFC）
公司地址	杭州市文一路9号日森大厦
联系电话	86-057188852190 13957107926

产品详情

出售岛津gc2010的wbi进样器，这个进样器完全没有使用过的，之前给客户配置仪器时多配了一个wbi进样器，全新。现在低价出售。

仪器简介：

岛津gc-2010 plus是高可靠性的新一代气相色谱仪产品，通过先进的流量控制技术将痕量分析、快速分析实现到极致，同时操作十分简便，为痕量化合物的分析提供了高效的分离、定性和定量功能。

主要特点：

- 一、适合痕量分析 2010 plus的高灵敏度检测器系列 随着各项法律法规的不断严格，高灵敏度痕量分析的需求日益增加。为满足这种需求，岛津的fpd、fid等检测器进行了彻底的重新设计和加工，从而达到了领先世界的灵敏度水平，更适于痕量分析。
- 二、提高分析效率的诸多功能 柱温箱快速冷却、反吹技术、载气节省功能等。1、柱温箱快速冷却增加了独立的冷却风扇，并优化了空气循环，使得柱温箱冷却速度大幅度提高(从450 ° c降至50 ° c仅需要3.4分钟)。风扇噪声也降至最低。当使用反吹功能时，分析时间将进一步缩短。2、先进的流路技术aft（advanced flow technology）系列 新的流路控制技术满足高通量、高效率分析。反吹系统 缩短分析时间 当目标化合物检测到后，反吹系统通过改变载气流向将其余残留物质从进样口端的分流流路反吹出去，缩短分析时间，提高分析效率。检测器分流系统 提高定性精度和分析效率 检测器分流系统将分析柱分离后的物质分流到不同检测器，获得多种谱图信息，从而得到准确的定性信息。
- 3、丰富的自检功能预防仪器故障 使用自检功能，可确认装置运行是否正常。可详细地检查温度传感器、控制条件、供气压力等，预防仪器意外停机。
- 4、载气节省功能可降低载气消耗量 此功能通过调整分流比来减少从分流出口排出的载气量，真正实现

载气节省，降低分析成本。使用此功能，可使分流流量在进样完成后从50ml/min降至5ml/min，大大节省分析成本。

5、氢气连接接头采用反扣螺纹，避免错误的管路连接(安全性设计)反扣螺纹避免错误的管路连接造成的氢气安全问题。标签指示出开关的旋转方向，最大限度保证使用安全。

6、双自动进样系统 2台aoc-20i自动进样器和1台aoc-20s 自动取样器的联用构成了双自动进样系统。两路同时进样，提高分析效率，同时充分满足《ny/t 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》。

杭州格图科技有限公司

德国simon aldrich固相萃取柱中国总代理商联系电话：0571-88844033
q：2850822832、2850822830

本产品的加工定制是否，品牌是岛津，型号是GC2010/GC2010plusWBI进样器（含AFC），类型是自动进样器，规格是其他进样器