

便携式液体密度仪 DA-130N 日本京东

产品名称	便携式液体密度仪 DA-130N 日本京东
公司名称	东莞市恒科化工有限公司
价格	19428.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:DA-130N
公司地址	广东省东莞市东城区主山大塘头温南路11号铺
联系电话	86 0769 28823334 18002615085

产品详情

技术参数:

测定原理: u型管振荡。

测试物质:适用于各种液体试样。

测量范围: 0.0000 ~ 2.0000 g/cm³。

准确度: 0.001 g/cm³。

分辨率: 0.0001 g/cm³。

温度范围: 0 ~ 40 ° c。

温度补偿:可输入10种温度补偿系数。

自动校正:具备温度的纯水密度值做自动校正,或标准液做校正。

采样方式:手动泵注射筒方式(粘度小于2000mpa.s),或使用注射器注入。

资料存储:可记忆1100个试样结果。

外部输出:内置红外线输出,可选购rs-232c连接线输出至打印机或计算机。

电源:碱性电池(1.5vX2)。

电池寿命:约90个小时。

显示内容:密度(比重),温度补偿后密度(比重),相对密度,温度补偿后相对密度,糖度(brix%),酒精浓度(wt%/vol%),硫酸浓度,美国石油学会度数(api °),波美比重计度数(baume),柏拉图度数(plato),酒类强度(proof),温度(/),试样编号,自动安定度判断,数据保存,输出,清除,日期/时间,电池消耗程度...等。

主要特点:

- 1.便携式密度计拥有数显液晶屏和多样化的显示内容。
- 2.测量范围广，操作简单，测定精度高，测试速度快。
- 3.内置纯水密度表校正容易，可执行空气或标准物质校正。
- 4.可输入十组温度补偿值，自动执行密度或相对密度补偿。
- 5.试样需求量少，只需单手便可控制采样体积和采样速度。
- 6.便携式密度计内置吸液泵，可快速抽取测试样品。
- 7.存储1,100组测量结果，可输出至选配打印机或计算机。
- 8.便携式密度计内置红外线输出装置，具有数据收集软件。

适用于:

- 1.密度比重的测量:取代液体玻璃浮子法(如:密度计/比重计、石油计、酒精计、糖量计、玻璃石油密度计等)，密度瓶/比重瓶法和天平法。直接数字显示密度(单位: g/cm³, lb/gal(us), lb/gal(ip))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度。
- 2.石油产品的测量:内建美国石油协会(api)换算表，显示15 或60 的石油密度或api度数，可作为原油、燃油和润滑剂的质量管理。动植物油脂的密度或比重测定。香料香精的密度或相对密度测量。
- 3.食品饮料的测量:白利糖度/含糖量(brix%)，波美比重计度数或柏拉图度数。啤酒、白兰地、威士忌、俄得克、葡萄酒、白酒，酒精度的测定。酒精含量可显示: 20 或15 的体积百分数或质量百分数(v/v%、m/m%)、美制酒精强度标准(us proof)、英制酒精强度标准(uk proof)。
- 4.电镀液或助焊剂的浓度控制测定，蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。输入密度或比重与浓度的换算式，直接显示出浓度值(如:酸碱溶液浓度，溶剂浓度，重波美度，轻波美度或牛奶度等)。

东莞市百荣精密仪器设备有限公司专业为您提供密度计，密度仪，比重计，比重天平，密度天平，数显密度计，直读密度仪，液体密度计，固体密度计，固液体两用比重计，便携式密度计，电线电缆比重计，粉末冶金密度计，橡胶胶比重计，塑料颗粒比重计，焊锡比重计，水比重测金仪，黄金纯度检测仪。数显直读，准确高效，操作方便，坚固耐用。服务热线：18676281008，更多产品信息请登录www.bairong17.com查询！

持诚信，创新致远，重品质，精益求精，百荣精密仪器将努力为您提供完善的售后服务，解除您的一切后顾之忧。因为我们坚信，一个好的企业不光是提供优质的产品，更要的是为客户提供满意的服务。我们将做到百分之百的努力，快速高效，力争完美，全心服务，以品质赢得认可和荣誉。我们的承诺：1

、确定您的测试需求后，我们可为您先提供样品测试报告和机器适用性能评估，为您选择 最适合的产品。

2、我们对有需要上门安装机器和人员培训要求的客户，公司将委派专业技术人员上门服务。3、我们所提供的所有产品均实行国家三包政策，在非人为因素损坏情况下，所有产品均免 费保修一年，终身维护。

4、我们的售后服务人员将定期对客户进行回访，随时为客户解决使用过程中存在的疑惑和问题，让您没有任何后顾之忧。

5、在超出保修期限或不符合保修范围的故障和损坏，我们检测损坏状况后，将视维修难度及必要成本给客户 提供合理报价，经客户同意后，维修部门将以最快的速度为客户修理完善。

6、对需要远程维修的产品，我们将为客户承担一半货物运输费用，尽量降低客户维修成

7、对所有维修服务（在见到样机情况下），我们将在2小时内给出维修方案，48小时内修理完善。

8、百炼千锤，力推精品，百荣仪器24小时售后服务电话：18676281008 0769-33838766

百荣使命：时刻走在最前沿，努力推进检测技术的革新与应用。

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是DA-130N，类型是电子密度计