

蓝精灵达乐血糖仪 韩国产地

产品名称	蓝精灵达乐血糖仪 韩国产地
公司名称	包头市乐康医疗器械有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:蓝精灵 型号:IGM-0005A
公司地址	内蒙古自治区包头市昆区乌兰道32号九州天骄商住楼-101
联系电话	15334729106 15848606056

产品详情

品牌	蓝精灵	型号	IGM-0005A
规格	81 × 56 × 23 (mm)	净重	40克
产地	韩国	批准文号	2005第2402628
电源形式	直流	额定电压	3伏
结果范围	0.6-33.3 (mmol/L)	血样	全血
血样量	3 (μ l)	测量时间	9 (秒)
存储功能说明	200条	适用工作温度	10-40 ()
适用工作湿度	10-90 (%)	箱装数量	20 (台)
产品类别	家用血糖仪		
品牌	达乐	型号	蓝精灵
规格	81*56*23 (mm)	产地	韩国
电源形式	锂电池	额定电压	3v
结果范围	0.6~33.3 (mmol/l)	血样	毛细血管全血
测量时间	9 (秒)	存储功能说明	200

规格：型号 igm-0005a检测范围 0.6-33.3mmol/l检测时间 9sec显示器类型 lcd记忆储存量 200条体积 81 × 56 × 23(mm)存放温度 10-40 ° c重量 小于40g × (含电池)存放湿度 10-90%电源 3v锂电池 × 1血样 3 μ l (全血)电池寿命 5000次(正常操作下)蓝精灵血糖仪是采用先进的电化学反应原理的一种新型的电子血糖仪，同时，它对使用者无很高的技术要求；自动吸血，需血量少；自动开关，操作非常简单，可以准确地测定毛细血管血中葡萄糖浓度。

产品名称：蓝精灵血糖仪产品型号：igm-0005产地:韩国制造商：韩国infopia.co.,ltd.重量：小于40g ± 1 (含电池)体积：81*56*23 (mm)产品特点1-精准产品特点2-操作简便、快速产品特点3 - 智能化的试纸产品特点3 - 智能化的试纸产品特点4-最省电的血糖仪产品特点5-预设功能产品特点6-记忆功

能强大产品特点7-温馨提示血糖仪工作原理1、蓝精灵血糖仪的试纸吸取血样采用的是虹吸原理，所谓虹吸原理就是血样被自

动吸入试纸条。2、蓝精灵血糖仪采用的是电化学原理。蓝精灵血糖仪使用方法:血糖检测基本流程1、血糖仪监控（血糖仪第一次使用时）2、血糖仪定标（更换新瓶试纸时）3、插入检测试纸4、采集血样5、检测血糖6、9秒显示结果监控试纸的使用

1、血糖仪第一次使用时2、开始使用新瓶试纸时3、血糖仪有摔碰情况时4、血糖检测值与预计值不符时5、重复检测，血糖值仍然过高或过低时定标血糖仪

规格型号 igm-0005a

检测范围 0.6-33.3mmol/l

检测时间 9sec

显示器类型 lcd

记忆储存量 200条

体积 81 × 56 × 23(mm)

存放温度 10-40 ° c

重量 小于40g × (含电池)

存放湿度 10-90%

电源 3v锂电池 × 1

血样 3 μl (全血)

电池寿命 5000次(正常操作下)

血糖值单位 mmol/l