

导尿包_威海华诚医疗_一次性导尿包厂家

产品名称	导尿包_威海华诚医疗_一次性导尿包厂家
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:DB1177
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

【方法】

- 1.术者站在患者右侧。患者仰卧，脱去裤管并适当遮盖。两腿屈膝自然外展分开。将橡胶布及治疗巾垫于臀下。导尿盘放于两膝之间，打开导尿包。
- 2.用无菌镊子夹消毒液棉球（洗必泰或消毒净等），第一遍消毒以尿道口为中心，由外向内，从上到下（女患者顺序是阴阜、前庭、大小阴唇、尿道口；男患者是阴阜、阴囊、阴茎）。第二遍从内到外消毒1次。

插管过程中有尿道损伤现象的应及时报告医生使用抗生素，防止尿路感染，拔管前从尿道口注入少量石蜡油，并轻轻转动，以防止粘膜、血痂与尿管粘连，导致拔管前加重尿道粘膜损伤，出现血尿。

对于年老体弱，长期卧床的患者，特别是女性，由于会阴部肌肉弹性较差，尿道括约肌较松弛，导尿时选择型号较大，官腔较粗的导尿管，这样既可以防止漏尿，又能保证尿管通畅，不宜堵塞。

对男性尿道狭窄病人应如何置导尿管？选用新的质较硬的导尿管，大小要合适，先从尿道注入2%利多卡因2-3ml后再插尿管，如果失败改用金属导尿管或尿道扩张后再置导尿管。会阴区及粘膜部位不可使用刺激性的碘酒或酒精进行消毒。测残余尿时，嘱患者先自行排尿，然后导尿，残余尿量超过100ml为尿潴留。