

天机0-800转400W分散机 油墨实验室分散机

产品名称	天机0-800转400W分散机 油墨实验室分散机
公司名称	沈阳市华之翼机械设备厂
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:液-液 适用物料:油类
公司地址	沈阳市于洪区巢湖街16号
联系电话	024-25831988 18802488028

产品详情

华之翼牌小型实验室分散机特点1、小型实验室高速分散机选用串激整流子电动机，通过调压实现无级变速，叶轮与转轴、转轴与电动机均直接用螺纹连接，故装卸比较方便。2、小型实验室高速分散机用滚珠螺母结构升降，使用轻便。3、通体材料选用不锈钢，采用冷却夹套（底部没有夹套）可以进行冷却或加热。4、机械夹紧，可以上下移转360度转动，可夹紧 ϕ 100—260圆形容容器。

华之翼牌电动实验室高速分散机工作原理：华之翼牌实验室分散机采用无级恒力调速，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂磨盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨盘的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的工艺数据。本机的分散头在电机的高速驱动下，产生旋转切向高线速度，物料在巨大的离心力作用下，产生强大的液力剪切和机械效应，使流体物料每分承受上千次的剪切和机械效应，从而达到效率混合、分散、均质的效果。

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-液，适用物料是油类，品牌是华之翼，应用领域是化工，调速范围是0-8000（r/min），型号是400W，速度类别是无级变速，分散轮直径是50/60（mm），升降行程是230（mm），电机功率是0.4（Kw），产品类型是全新，变速方式是变速带变速，速度范围是40-1200rpm，罐容量是1.5（L），外形尺寸（长*宽*高）是470*420*760（mm），整机重量是35（Kg），规格是实验室分散机