

无菌一次性透析护理包_透析_威海华诚医疗查看

产品名称	无菌一次性透析护理包_透析_威海华诚医疗查看
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:RG1991
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

当透析液温度低于30 或高于40 时会自动报警，若改为旁路，则能确保安全。在使用热消毒程序时，由加热器将液体温度升高85 ~ 97 ，并循环冲洗20分钟以上。2除气系统除气系统一般包括除气室、除气负压(泵)阀及管路，使溶解在反渗水中的气体扩张成气泡逸出。

早期的透析机需用手工配制透析液，在贮槽内注入一定量的透析用水，再加入适量干粉或浓缩液，搅拌均匀供透析用，现代的透析机一般采用自动比例稀释的配液功能，由计算机系统依据默认或设定的配方控制.A、B泵吸入定量的A、B剂，分别与水混合，电导率探头用于监测报警和 / 或反馈控制泵速，透析液的电导度主要反映钠离子浓度。

温度控制系统温度控制系统由热交换器、加热器、温度传感器组成，通过计算机系统控制透析温度，设定值为34 ~ 39 ，一般温度保持在36 ~ 37.5 之间，透析一次患者接触的透析液量为10L ~ 20 0L，为避免体温降低需加热至36 ~ 37 。高于42 时则蛋白变性，高于45 时则发生溶血，过低可引起寒战、不适和心律失常患者。