

三角巾82型三角巾急救包医用急救包

产品名称	三角巾82型三角巾急救包医用急救包
公司名称	深圳优炫科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:优炫 型号:469778976
公司地址	深圳南山区开发路
联系电话	13534239948 15229211294

产品详情

三角巾急救包(82式)压缩灭菌

际华三五四三生产军事科学院卫生装备研究所研制

现货批次：2015年最新批次 保质期5年 外包装防水防潮

三角巾原包装压缩尺寸 长9厘米 宽5厘米 厚3厘米 重量60克

产品介绍:82型三角巾急救包采用新型陶瓷复合材料代替普通三角巾急救包的接触层材料，具有消肿、止痛和促进创伤愈合等作用。适用于头、胸、腹、四肢等处的伤口包扎和伤肢悬臂托起包扎。

急救方法：

1.普通头部包扎：先将三角巾底边折叠，把三角巾底边放于前额拉到脑后，相交后先打一半结，再绕至前额打结。

2.风帽式头部包扎：将三角巾顶角和底边中央各打一结成风帽状。顶角放于额前，底边结放在后脑勺下方，包住头部，两角往面部拉紧向外反折包绕下颌。

3.普通面部包扎：将三角巾顶角打一结，适当位置剪孔（眼、鼻处）。打结处放于头顶处，三角巾罩于面部，剪孔处正好露出眼、鼻。三角巾左右两角拉到颈后在前面打结。

4.普通胸部包扎：将三角巾顶角向上，贴于局部，如系左胸受伤，顶角放在右肩上，底边扯到背后在后面打结；再将左角拉到肩部与顶角打结。背部包扎与胸部包扎相同，唯位置相反，结打于胸部。

注意事项：

1.一般家庭没有三角巾，但其在急救时用途较广，应配备。制作很简单，用一米见方的布，从对角线剪开即成。

2.三角巾除上述用法外，还可用于手、足部包扎，还可对脚挫伤进行包扎固定，对不便上绷带的伤口进行包扎和止血。

3.三角巾另一重要用途为悬吊手臂；对已用夹板的手臂起固定作用；还可对无夹板的伤肢起到夹板固定作用。