

# 医用一次性透析包透析威海华诚医疗多图

产品名称	医用一次性透析包透析威海华诚医疗多图
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:JT1052
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

## 产品详情

现代血液透析机所使用的泵速一般在350mL / min以下。附属的保护外套开放检测器，当保护外套开放时使泵停止，防止操作人员的手和血液管路卷入，滚动轴压得过紧会破坏血细胞，产生溶血，过松会造成血液返流，降低实际血流量。

威海华诚医疗公司一次性医用辅助透析包全国招商。

### 透析过程护理

#### 一般护理

- 1, 严密观察患者生命体征，每小时测BP一次并同时记录TMP、每小时超滤量、肝素追加量等，当患者出现发冷、发热、眩晕、出汗、呕吐症状时立即查BP并通知医生。
- 2, 密切观察处理各种透析环境的报警及机器故障如动脉压、静脉压的升高、降低，透析液监测系统，空气报警等。
- 3, 密切观察病人的整体状况如面色、意识有无改变，对躁动不安者加强肢体固定，防止穿刺针脱出漏出、渗血。
- 4, 提高超滤技术充分清除体内水分，透析结束时达到干体重。
- 5, 微笑服务、脚步快捷，随时观察意外发生，收机时体外循环血液要回干净，防止空气栓塞。

温度控制系统温度控制系统由热交换器、加热器、温度传感器组成，通过计算机系统控制透析温度，设定值为34 ~ 39 ，一般温度保持在36 ~ 37.5 之间，透析一次患者接触的透析液量为10L ~ 20 0L，为避免体温降低需加热至36 ~ 37 。高于42 时则蛋白变性，高于45 时则发生溶血，过低可引

起寒战、不适和心律失常患者。