

# BOD自动测量仪 BOD OxiTop

产品名称	BOD自动测量仪 BOD OxiTop
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:OxiTop BOD测量范围:0 – 4000mg/l
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

### 一、详细介绍

#### (1) 特点

- 1、样品不用稀释；
- 2、自动温度补偿功能；
- 3、测量数值可自动存储。

#### (2) 无汞BOD测试

BOD是评价水资源好坏的重要指标之一，并且反映了水和废水中可生化降解物质的多少。WTW公司提供的OxiTop®系统，是一种全新的无汞测量系统，不但可以用于BOD检测，还可以测量生物降解和消耗能力。OxiTop和OxiTop Control的优点是操作简单、容易控制和非毒性以及测量范围高到400,000 mg/l BOD (采用OxiTop® Control OC 110)。由于测量压力的自动转换，读数直接是mg/l BOD。

### 二、应用范围

--	--	--	--

型号	OxiTop	OxiTop Control OC 100	OxiTop Control OC 110
应用	BOD常规	BOD常规, BOD标准	BOD常规, BOD标准和BOD特殊、呼吸速率 土壤呼吸速率、生物降解、沼气检测
BOD测量范围	0 – 4000mg/l	0 – 4000 mg/l	0 – 400000mg/l
测量值存储	5天	0.5小时 – 99天	0.5小时 – 99天
压力模式	—	—	压力p 500 – 1.350 hPa
样品体积	固定	固定	可设定

### 三、OxiTop成套供应，用于6 或12个测量瓶

型号	OxiTop®	OxiTop® Control				
	IS 6/ IS 1 2	6 / 12	B6 / B6M / B6 M2.5	A6 / A12	S6 / S12	AN6 /
测量瓶	510 ml	510 ml	500 ml / 1,0 l / 2,5 l	1.0 l/250 ml	510 ml	1.0 l/2
数量	6 / 12	6 / 12	6 / 6 / 6	6 / 12	6 / 12	6 /
测量头	OxiTop®	OxiTop®-C	OxiTop®-C	OxiTop®-C	OxiTop®-C	OxiT
搅拌器	IS 6/IS 12	IS 6/IS 12	—	IS 6-Var/IS 1 2	IS 6/IS 12	IS 6-V
控制器	—	OC 100	OC 110	OC 110	OC 110	OC
软件和电缆	—	—				
CO2吸收剂						
硝化抑制剂			—			

溢流测量烧瓶	164/432 ml	164/432 ml	—	—	—	
搅拌子	6/12	6/12	—	6/12	6/12	
搅拌子取出器			—			
绘图纸			—	—	—	
应用	BOD	BOD	土壤呼吸速率	好氧/厌氧应用	好氧应用	厌氧