

# 德国WTW Multi 9310多参数水质分析仪

产品名称	德国WTW Multi 9310多参数水质分析仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	2.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Multi 9310 测量参数:pH, mV, 饱和度, 浓度, 分压, 电导率, 电阻率, 硬度, TDS, 温度
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品名称：实验室多参数分析仪

型号：inoLab Multi 9310

品牌：德国WTW

### 一、特点

- 1、自动识别数字探头。
- 2、多参数测试仪，可接IDS数字探头。
- 3、QSC探头状况监测功能。
- 4、现在实验室仪器也可以接数字探头了。9310系列可测试pH、ORP、电导率和溶解氧(荧光法)。适合对文档记录有要求和操作安全有保障的实验室使用。通过接入不同的IDS数字探头可测试不同的参数，是一台数字多参数计。
- 5、创新的设计：探头内部带模数转换器，以及存贮有跟探头有关的资料，如探头型号、系列号、校正状况等。该设计可避免错误的操作。
- 6、pH测试：有2种措施来保证准确的pH测试，分别是QSC探头状况监测功能和CMC连续测试监测功能。后续的电极校正都是以第一次的校正数据为基准参照点的，可保证非常准确的监测探头当前状况的目的。
- 7、兼容性：通过一个IDS适配器，可以把特殊的pH测试探头转换成IDS数字探头。
- 8、操作安全有保障：除了通过图表显示屏和简单明了的文本来提示用户外，还可以通过用户管理功能来追踪测试结果。

9、完美的文档记录功能：通过USB接口可实现快速传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和ID标识号，符合GLP要求。此外用户还可输入探头的系列号，以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格，可轻松导出excel格式。

10、9310P型内置一个打印机，可直接打印测试结果和校正记录。

11、仪器成套供应，马上就可使用，如标配电极支架和交流变压器。

## 二、技术参数

型号	inoLab Multi 9310 IDS
参数	pH, mV, 饱和度, 浓度, 分压, 电导率, 电阻率, 硬度, TDS, 温度
数字IDS传感器	
测量通道	1
模拟pH/ORP传感器	ADA S7/IDS (选配)
温度补偿	所有的, 除ORP外
校正点数	
pH	1-5
溶解氧	1
电导率	1
校正存储	max. 10
校正定时器	1 – 999 天
数据记录	5000
界面	Mini USB-B

支持GLP/AQA	
显示	图形, SW
选配打印机	yes
其他	CMC, QSC
电源	通用电源, 电池 (4 x1,5V AA)

### 三、选型

inoLab® Multi 9310	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，不含电极。
inoLab® Multi 9310 SET 1	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，SenTix® 940校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。
inoLab® Multi 9310 SET 2	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH电极SenTix® 980，校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。
inoLab® Multi 9310 SET 3	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，电导电极 TetraCon® 325，电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。
inoLab® Multi 9310 SET 4	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，荧光法溶解氧电极FDO925。
inoLab® Multi 9310 SET C	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH电极SenTix® 940，校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,以及打印机和电导电极 TetraCon® 925，电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。
inoLab® Multi 9310 SET K	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH电极SenTix® 980，校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl，电导电极 TetraCon® 925，电导率标准液1413 $\mu$ S/cm，荧光法溶解氧电极FDO925。

inoLab® Multi 9310P	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机。	
inoLab® Multi 9310P SET 1	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机，包含pH电极SenTix® 940, 校准溶液 4, 7, 10.01, 3 mol/l KCl。	
inoLab® Multi 9310P SET 2	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机，SenTix® 980电极，校准溶液 4, 7, 10.01, 3 mol/l KCl。	
inoLab® Multi 9310P SET 3	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机，电导电极 TetraCon® 925, 电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。	
inoLab® Multi 9310P SET 4	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机，荧光法溶解氧电极FDO925。	
inoLab® Multi 9310P SET C	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，打印机，pH电极SenTix® 940, PH标准溶液 4, 7, 10.01, 3 mol/l KCl, 电导电极 TetraCon® 925，电导率标准液1413 $\mu$ S/cm。	
inoLab® Multi 9310P SET K	符合 GLP/AQA要求的台式数字传感器多参数测量仪主机，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH电极SenTix® 980, PH标准溶液 4, 7, 10.01, 3 mol/l KCl, 电导电极 TetraCon® 925, 电导率标准液1413 $\mu$ S/cm，荧光法溶解氧电极FDO® 925，以及打印机。	
SenTix® 940	PH电极，PH测量范围：0-14, 凝胶型电解液，1.5米电缆	
SenTix® 950	PH电极，PH测量范围：0-14, 液态电解液，1.5米电缆	
SenTix® 900	ORP电极，1.5米电缆	
SenTix® 980	PH电极，PH测量范围：0-14液态电解液，1.5米电缆	

FDO925	荧光法溶解氧传感器,溶氧测量范围0-20mg/l,1.5米电缆	
TetraCon® 925	电导电极,电导测量范围:10 μ S/cm-2000mS/cm,1.5米电缆	
LR 925/01	电导电极,电导测量范围:0.01-200 μ S/cm,1.6米电缆	