

pH7310实验室PH计 德国WTW原装

产品名称	pH7310实验室PH计 德国WTW原装
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:pH7310 pH测试量程及准确度:-2.0 ... 20.0 +/-0,1 pH -2.00 ... 20.00 +/-0.01 pH -2.
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：实验室酸度计

型号：inoLab pH 7310

品牌：德国WTW

一、详细介绍

(1) 优点

- 1、完美的文档记录功能
- 2、USB接口，可快速传送数据
- 3、数据格式为csv
- 4、可选配内置打印机

inoLab pH 7310适合对文档记录有要求的实验室使用，符合AQA和GLP要求。除了具备7110所有的功能外，还带有一些必要的功能。（2）完美的文档记录功能 1、通过USB接口可实现快速传送数据的功能；内置数据记录器，可实时记录测试结果，带日期、时间和ID标识号，符合GLP要求。此外用户还可输入探头的系列号，以满足严格的文档记录的要求。输出结果格式为csv表格，可轻松导成excel格式。

2、7310P型内置一个打印机，可直接打印测试结果和校正记录。

3、pH测试：CMC监测功能可直观地提醒用户测试结果是否落在校正范围内，可保证准确的pH测试。

二、技术参数

仪表	inoLab® pH 7310
	所有值 +/-1 字
pH	-2.0 ... 20.0 +/-0,1 pH -2.00 ... 20.00 +/-0.01 pH -2.000 ... 19.999 +/-0.005 pH
mV	+/- 1200.0 mV +/- 0.3 mV +/- (2500 +/-1) mV
CMC校正监测功能	有
温度	-5.0 ... 105.0 ° C +/- 0.1 ° C
摄氏/华氏	有
AutoRead功能	自动/手动
传感器插头	DIN或BNC/ 4mm香蕉插头
校准	1-, 2-, 3-, 4-, 5点, W专业缓冲液 DIN, NIST,另外20种缓冲液设置
校准记录	10个校正记录
校准定时器	有
显示	背光 LCD
存储	500组手动/5000组自动
接口	迷你USB
打印 (可选)	热打印, 宽度58 mm
电源	通用电源, 4x1,5 V AA或4 x 1,2 V充电电 池

三、选型

inoLab® pH 7310	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线,不含电极。	1AA310
inoLab® pH 7310 SET 2	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用,电池和交流电供电，单参数，含操作手册, CD-ROM（含软件）和USB线,pH 电极 SenTix® 41, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。	1AA312
inoLab® pH 7310 SET 4	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线,pH 电极 SenTix® 81,校准溶液4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。	1AA314
inoLab® pH 7310P	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线,打印机。	1AA310P
inoLab® pH 7310P SET 2	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用，交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH 电极 SenTix® 41, 校准溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。	1AA312P
inoLab® pH 7310P SET 4	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机用于常规应用，电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，pH 电极 SenTix® 81,校准溶液4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。	1AA314P
inoLab® pH 7310 BNC	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机（BNC）用于常规应用,电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线,不含电极。	1AA320
inoLab® pH 7310P BNC	简单可靠，符合 GLP/AQA要求的台式pH/mV测量仪主机（BNC）用于常规应用,电池和交流电供电，单参数，含操作手册，CD-ROM（含软件）和USB线，以及打印机，不含电极。	1AA320P
SenTix® 41	pH复合电极 - 凝胶电解液、环氧树脂外壳、内置温度传感器、	103635

	DIN防水插头和香蕉插头、固定电缆线1米，PH测量范围：0-14，应用水产养殖，电镀废水，地下水，游泳池水，废水等。	
SenTix® 81	精确型pH复合电极 - 液态电解液、玻璃外壳、内置温度传感器、DIN防水插头和香蕉插头、固定电缆线1米，PH测量范围：0-14，应用饮用水，地表水，啤酒饮料行业等。	103642
SenTix® 42	pH复合电极 - 凝胶电解液、环氧树脂外壳、内置温度传感器、DIN防水插头和香蕉插头、固定电缆线1米，PH测量范围：0-14，应用水产养殖，电镀废水，地下水，游泳池水，废水等。	103637
SenTix® 82	精确型pH复合电极 - 液态电解液、玻璃外壳、内置温度传感器、DIN防水插头和香蕉插头、固定电缆线1米，PH测量范围：0-14，应用饮用水，地表水，啤酒饮料行业等。	103643