

3M 肠杆菌科测试片

产品名称	3M 肠杆菌科测试片
公司名称	北京楚齐科技有限责任公司
价格	490.00/包
规格参数	品牌:3m 型号:6406
公司地址	北京市海淀区文慧园路6号B817室
联系电话	59436228 13911619321

产品详情

快速大肠菌群测试片

3M 微生物测试片主要应用于食品、饮料及相关行业的微生物检测，在全球食品检测领域均有广泛的使用。在全美100强食品企业中，有超过80家使用该系列产品作为微生物日常检测的方法。

Petrifilm™测试片被正式列为中国出入境检验检疫行业标准，该方法正逐渐被越来越多的食品生产加工企业及各类检测机构所认可。和传统的方法相比较，它能缩短测试时间，操作程序更加简便，不需要很高的操作技巧，有助于提高微生物实验质量和提高实验室效率。3M微生物快速测试片系列

3MTM Petrifilm™ 细菌总数测试卡 型号：6406

3MTM Petrifilm™ 大肠菌群测试片 型号：6416

3MTM Petrifilm™ 肠杆菌科测试片 型号：6421

3MTM Petrifilm™ 快速大肠菌群测试片 型号：6414

3MTM Petrifilm™ 免疫富集法李斯特菌快速检测试剂盒

3MTM Petrifilm™ 金黄色葡萄球菌测试片 型号：6491

3MTM Petrifilm™ 环境李斯特菌属测试片 型号：6448

3MTM Petrifilm™ 霉菌和酵母菌测试片 型号：6417

3MTM Petrifilm™ 高灵敏度大肠菌群测试片 型号：6412

3MTM Petrifilm™ 快速大肠菌群测试片 型号：6412 3M微生物快速测试片优点：

生产效率的极大提高

根据大量数据统计，使用3M Petrifilm, 可以提高实验室工作效率118%以上。劳动资源的佳使用带来生产能力的提高，终的效果就是效益的增加。

标准化的测试方法

品质稳定的快速测试片克服了传统的测试方法存在的由于使用不同批次的培养基，不同的配制条件，不同配制人员而导致的差异性。

国际化的认证体系

3M快速测试片的方法得到包括AOAC,AFNOR在内的国际权威机构的认证，在全球许多国家也已获得官方机构的正式批准，从而可以确保检测结果的可靠性和在世界各地的广泛认可。

快速得到检测结果

对比传统的测试方法，3M快速测试片缩短检测时间，使您在更短的时间内获得样品的测试结果，能更加迅速地采取有效的措施解决发现的问题。

HACCP 认证

3M为食品生产工艺过程中关键控制点的监控提供了较为完整的系列产品，可以对包括生产线，生产设备和环境在内的各个环节进行全面的测试。

3M 微生物测试片储存条件

- 1、未开封时，冷藏于2-8℃。并在保存期限前使用完。
- 2、开封后，将封口以胶带封紧，储放于21℃/湿度50%以下，并于一个月内完成