

秸秆饲料水分含量标准用冠亚秸秆饲料水分测定仪

产品名称	秸秆饲料水分含量标准用冠亚秸秆饲料水分测定仪
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司长春分公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳冠亚 型号:sfy-6
公司地址	长春市南关
联系电话	18640653250

产品详情

秸秆饲料水分含量标准用冠亚秸秆饲料水分测定仪

冠亚sfy-6饲料水分测定仪,麸皮水分检测仪,料精水分测定仪,油糠水分检测仪,稻糠水份仪,水分仪,饲料水分测验,饲料水分检测仪,粉末饲料水分测定仪,秸秆饲料水分测量仪,鸡饲料水分仪,猪饲料水分仪

冠亚sfy-6饲料水分仪产品描述：

中国是一个农业大国,近几年畜牧业发展非常快,因此饲料的需求量也成几何式的增长,目前常见的主要要颗粒饲料、粉末饲料、片状饲料、长条饲料等,针对这些产品的生产中水分控制尤为重要,不同的样品要采用不同的测试方法,有时候可能设计到仪器的改进等等.

《冠亚牌》饲料水分检测仪是由深圳市冠亚公司研发并生产,其sfy商标为:8931081。该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代饲料快速水分测定仪器。

冠亚油糠饲料水分检测仪特点：

引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作, 无需特殊培训

自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。

应变式混合气体加热器，最短时间内达到最大加热功率，在高温下样品快速被干燥，

测定精度高、时间短、无耗材、操作简便，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。

客户可根据所测样品（样品如秸秆、纤维、牧草等）状态需求不同而调整测试空间

片状、颗粒、粉末一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。

计算机、打印机连接功能可即时打印或者记录、储存终点自动判定模式锁定的最终水分值，

《冠亚牌》饲料快速水分测试仪是生产和科研中理想的水分测定仪器，目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域、、、

冠亚饲料麸皮水分测定仪技术指标：

1、称重范围：0-60g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

jk称重系统传感器

3、样品质量：0.5-60g

4、加热温度范围：起始-180

加热方式：应变式混合气体加热器

微调自动补偿温度最高15

5、水分含量可读性：0.01%

6、显示7种参数：

水分值，样品初值，样品终值，测定时间，温度初值，最终值，恒重值

红色数码管独立显示模式

7、双重通讯接口：rs 232（打印机）

rs 232（计算机）

8、外型尺寸：380×205×325(mm)

9、电源：220v±10%

10、频率：50hz±1hz

11、净重：3.7kg

冠亚饲料稻糠水分测定仪应用：

《冠亚牌》卤素快速水分测定仪是生产和科研中理想的水分测定仪器，目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域，如医药、塑胶、化工、食品（鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等）、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等、 、 、 、 、 、

