

# 德国麦科诊断性听力计MA50 上海恺梵总代

产品名称	德国麦科诊断性听力计MA50 上海恺梵总代
公司名称	上海恺梵实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国麦科 型号:MA50
公司地址	上海市奉贤路奉金路469号
联系电话	021-50683265 15900524207

## 产品详情

产品介绍: ma50、ma51、ma52、ma53听力计符合人体工程学设计,操作舒适。坚固耐用的装备箱可放置听力计及所有附件,配有把手,易于携带。频率调节按钮靠近强度调节旋钮,使用者可以单手操作。各功能键旁均配有指示灯,确保操作无差错。液晶显示屏可显示设置和测试结果。配备应答麦克风和辅助耳机后,操作者与患者可在测试过程中交流。该四种型号的听力计都可连接电脑,安装相关软件(选购)后,可同步进行听力测试并存储测试结果。ma50 筛查型听力计,可进行骨导、气导测试。

ma51 诊断型听力计,可进行骨导、气导、言语、自由声场测试。

ma52临床型听力计,可进行骨导、气导、言语、自由声场、sisi、dli、ablb、carhart衰减和stenger测试。

maico听力计;真正的便携式设计;新型的、符合人体工程学现代设计;

听力计带有一个防磨损的装备箱,可放置听力计及所有附件,并带有提拎方便舒适的把手;

包括所有附件,仅重5.8千克。这使得运输和携带均很方便;

使用者在一分钟之内,可打开箱体,接上电源,并开始工作;

符合人体工程学设计使得操作极为便捷;操作极为快速、方便;

设计独特的制动强度调节旋钮使得操作者可以从顶部或侧面进行操作;

频率按钮靠近强度调节旋钮,使得使用者可以单手操作;

灵敏的键盘的各种功能键均与发光二极管相连,确保了操作无差错;

高亮度的led显示屏可显示所设置的频率及测试电平;

带有标准的rs 232串行接口,可自动将测试结果传输到相连的电脑中;

另外还包含noah的听力测定和助听器选配软件的驱动程序。特殊测量的可选功能:

高级诊断提供高频的气导听力测定。可选用选配的插入式耳机进行。技术参数:

测试信号:纯音,脉冲音,啜音;窄带、言语掩蔽噪声

测试频率:0.125,0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,3,4,6,8,12khz 音量级:5db,2db

输入:cd/磁带,临场言语麦克风,病人麦克风,病人应答

输出:气导,骨导,插入式耳机,自由声场,监听耳机,电子输出功能:跟踪

标准:iec601-1,iec645-1,iec645-2,电脑接口:rs232串行接口,9针连接器

电源:90-264v~,50/60hz,约25va功耗

外形尺寸/重量:w×d×h:36×46×15cm,4.6千克(含附件5.8千克)气导动态范围:-10至120dbhl

耳机:tdh39 骨导动态范围:-10至70dbhl 骨传声器:b71 掩蔽信号:窄带噪声,言语掩蔽噪声

自由声场动态范围:-10至90dbhl,距离为1米

标准附件：tdh39耳机，b71传声器，电源线，病人应答开关，言语麦克风，听力图纸，红/蓝铅笔一套  
maico听力计；型号：ma50；频率范围：125-8000hz；听力范围：-10-120db；声强步进：5db；  
品牌：maico；德国麦科听力计 ma53是供临床使用的真正的双通道听力计，操作者可以为两个通道选择不同的测试信号和频率。它内置sisi、dli、ablb、carhart衰减和stenger等测试功能。复合混音功能可在同一只耳内同时输入两个不同信号。另外，ma53还具有通道交换、自动掩蔽和同步给声等特殊功能，操作更简便。ma53升级后，可进行高频气导和骨导诊断测试。配置扬声器，可进行自由声场测试。  
德国麦科听力计