

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E

产品名称	赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:加拿大赛康 型号:2000E
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E型 设备特点

非包裹灭菌循环全过程只需8分钟；即用即灭菌，适用连台手术，提高工作临床工作效率；满足应急灭菌需求，解决感控难题；加快器械周转，大量减少单台牙椅的手机配备量，减少投入；特别适用于口腔科常用的牙科手机，单次循环可同时完成15把手手机灭菌；正压脉冲排出空气达到饱和蒸汽，能够对中空和多孔器械灭菌；温控精确，减少对手术器械的损伤，延长器械使用寿命，降低成本；符合EN13060规范。

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E型 私人门诊的最佳选择

避免交叉感染风险 提升诊所品质形象 减少投入降低成本

符合感控规范要求

根据采用的消毒与灭菌的不同方式对口腔诊疗器械进行包装，并在包装外注明消毒日期，有效期。采用快速卡式压力蒸汽灭菌器灭菌器械，可不封袋包装，裸露灭菌后存放于无菌容器中备用，一经打开使用，有效期不得超过4小时。

--卫生部关于印发《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的通知（卫医发[2005]73号）

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E型 设备参数

体尺寸	480*415*150mm

灭菌卡盒外部尺寸	405* 195*40mm
灭菌卡盒内部尺寸	280*180*35mm
灭菌卡盒容积	1.8升
水箱容积	4升（蒸馏水）约40个循环
机器重量	21公斤(不包括蒸馏水)
蒸汽最高温度	138
蒸汽最大压力	341 kPa
电源	220-240V, 50HZ, 6A
操作环境温度	5-40度
湿度	最大80%
后置串口	串口

赛康卡式压力蒸汽灭菌器STATIM2000E型 设备优点 超速六分钟快速灭菌

即时灭菌即时使用的最佳选择 正压脉冲排气设计，使空气排除更彻底

使用蒸馏水，避免器械变钝和二次生物污染 灭菌效率高，帮您减少对器械的投资

器械在卡式盒内灭菌后，无菌盛载传送至手术地点 符合欧洲标准EN13060的S级要求 具备自我检测系统，在灭菌过程中，一旦出现问题，系统会自动中止运作，并将故障显示于屏幕。蒸汽发生器将均衡温度的蒸气注入灭菌盒内，同时独特的正压排气法将传统消毒锅中造成器械氧化的空气有效地排除。其快速而有效地加热和冷却，明显地缩短了器械暴露在高温中的时间。相对于普通灭菌器，赛康卡式灭菌器2000E型的灭菌程序更加柔和，对昂贵的精密器械的损伤最小。