

## 球形金纳米颗粒

产品名称	球形金纳米颗粒
公司名称	南京牧科纳米科技有限公司
价格	1000.00/10ml
规格参数	品牌:MKNANO 型号:102170 包装:10ml
公司地址	江苏省南京市江宁区科学园芝兰路18号
联系电话	025-66171690 18052095282

## 产品详情

### 样品信息：

产品名称	表面基团	粒径	紫外吸收峰 (nm)	浓度	光学密度* (每厘米)
20nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	20 ± 2	519~521	颗粒浓度：0.9 8 nM	OD=1
40nm球形金纳 米颗粒	柠檬酸钠	40 ± 2	524~526	颗粒浓度：0.1 2 nM	OD=1
60nm球形金纳 米颗粒	柠檬酸钠	60 ± 2	534~536	颗粒浓度：0.0 36 nM	OD=1
80nm球形金纳 米颗粒	柠檬酸钠	80 ± 3	546~548	颗粒浓度：0.0	OD=1

				15 nM	
100nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	100 ± 3	562~566	颗粒浓度 : 0.0 079 nM	OD=1
120nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	120 ± 3	600~604	颗粒浓度 : 0.0 046 nM	OD=1
140nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	140 ± 3	双肩峰模式  位于(550~850 nm)	颗粒浓度 : 0 .0029 nM	OD=1
160nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	160 ± 5	双肩峰模式  位于(550~850 nm)	颗粒浓度 : 0.0 019 nM	OD=1
180nm球形 金纳米颗粒	柠檬酸钠	180 ± 5	双肩峰模式  位于(550~850 nm)	颗粒浓度 : 0 .00135 nM	OD=1
200nm球形金 纳米颗粒	柠檬酸钠	200 ± 5	双肩峰模式	颗粒浓度 : 0 .00098 nM	OD=1

			位于(550~850 nm)		
--	--	--	-------------------	--	--

样品照片：

透射电子显微镜照片：

扫描电子显微镜照片：