

粮食局专用水分测定仪

产品名称	粮食局专用水分测定仪
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司龙华分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:冠亚水分仪 型号:SFY-6 重量:3.7Kg
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路与中环路交汇处 综合楼233
联系电话	0755-26703505 13530197716

产品详情

粮食局专用水分测定仪

粮食局专用水分测定仪/粮食局专用水分检测仪报价/粮食局专用水分测定仪原理/粮食局专用水分测量仪/粮食局专用含水率检测仪价格/粮食局专用水份检测仪，是深圳冠亚集团研发生产的第五代快速水分检测仪，应用于鱼卷水分检测领域，为鱼卷生产和使用企业提供完美的水分控制方案，得到了鱼卷企业的一致好评，欢迎新老客户选购！

粮食局专用水分检测仪产品特点

检测速度快，只需几分钟，创行业之最；

采用最新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;

操作简单，全自动操作模式，无可动部件；

关键零部件均采用纯进口高端材料，以保证产品检测结果的准确性；

零易损件，样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料，无易耗品，样品盘克循环利用；

采用特质的环形卤素光源，加热均匀，加热器更耐用；

粮食局专用水分测定仪技术参数

1、称重范围：0-60g

可调测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、样品质量：0.5-60g

4、加热温度范围：起始-180

加热方式：可变混合式加热

微调自动补偿温度最高15

5、水分含量可读性：0.01%

6、显示参数：7种

红色数码管独立显示模式

7、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

8、电源：220v ± 10%

9、频率：50hz ± 1hz

10、净重：3.7kg

粮食局专用水分检测仪使用注意事项

- 1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
- 2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
- 3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
- 4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
- 5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
- 6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。

粮食局专用水分测定仪部分资质

sfy系列红外线|卤素快速水分测定仪器(专利号：2005301013706)；

《中华人民共和国制造计量器具许可证》mc 粤制 03000235号；

通过iso 9001:2008质量管理体系认证。

粮食局专用水分测量仪，速度快，结果准，已获得cmc中华人民共和国制造计量器具许可证，可放心购买！