

# 离子色谱样品前处理小柱

产品名称	离子色谱样品前处理小柱
公司名称	鑫晟时代科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区经济开发区东区科海大道655号
联系电话	010-89515005 13718572529

## 产品详情

### 离子色谱样品前处理小柱 产品简介

SH系列离子色谱样品前处理柱是盛瀚公司利用先进填料技术，继SH离子色谱柱后推出的系列SPE小柱。此类小柱基于固相萃取原理开发，采用高洁净度填料，利用反相吸附和离子交换原理，可有效去除样品中的有机物和杂质离子等杂质，避免了杂质对色谱柱的污染和对分离效果的影响。优势：使用获国家发明专利的填料，离子残留量低至ppb级；为了回馈广大用户，盛瀚特推出系列前处理产品，让您以最低费用，享受专业高品质技术。

### 详细介绍

#### SH系列离子色谱样品前处理小柱使用操作方法

用一次性注射器取5mL样品，轻推过柱，流速应小于2mL/min，此时应使柱子垂直于水平面。弃去前3mL样品，收集剩余2mL过柱样品。

产品来源厂家：[www.chem17.com/st18952/erlist\\_906771.html](http://www.chem17.com/st18952/erlist_906771.html)