

mLINE手动整支消毒移液器，赛多利斯百得移液器

产品名称	mLINE手动整支消毒移液器，赛多利斯百得移液器
公司名称	广州市授科仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A015房
联系电话	86-02028982175 13928967186

产品详情

轻而易举的精准--认识mLINE家族！百得(BIOHIT)全新的手动移液家族--mLINE赋予了多项专利技术。卓越的性能、平滑的人体工程学、完美的安全性，这就是mLINE,可以使您的工作成为享受。

世界上自重最轻的移液器，拥有最轻巧的移液操作按压力；长时间操作也不会造成肌肉损伤，移液结果不受手部肌肉疲劳导致波动，确保实验结果精准；整支可高温、高压消毒（121oC, 20分钟）；采用隔热性绝佳材质，不会因外界温度传导入内部活塞系统而引起移液不精确；握柄有支持挂钩，左右手均利操作；有独立容积调节锁扣；独立式吸头推除操作，与移液过程互不干扰，不会造成排液中意外吸头推除；配有安全圆锥虑芯，防止液体渗漏；三年内免费维修，清洗保养，校准服务mLine多道移液器具备特殊的弹簧加压吸头圆锥，即Opti-load机构，可以使吸头以恒定的力量安装到每个通道上。这又使吸头能以最小的力量封闭在单个吸头圆锥上，也能使吸头轻巧地弹出。此外，吸头圆锥无需任何工具即可单独拆开，便于快速和容易维护。

赛多利斯mLINE是那些需要长期重复进行移液操作且具有质量意识的用户的最先进且最符合人体工程学的移液器选择。我们的mLINE已经获得世界各地健康与安全官员的反复推荐。

- @ 杰出的人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害
- @ 高精确性和准确性，同样适合于重复试验，长时间的移液操作
- @ 安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到最小
- @ 量程锁定可以避免因误操作造成的误差

描述

Sartorius 最好的手动移液器家族—mLINE—为您提供卓越的性能、平滑的人体工程学和完美的安全性。它尤其适合长时间重复加样的人群，能帮助避免与移液相关的手部、臂部以及肩膀的疼或或重复性劳损（RSI）的风险。mLINE是全球健康与安全部门官员推荐的。它覆盖了0.1 μ l—10ml的全部量程，同时有单道和多道型号可供选择。

特性规格

产品编号 通道数 量程(l) 可变量(l)

测量体积(l)

系统误差(%) 随机误差(%)

产品编号	通道数	量程(l)	可变量(l)	系统误差(%)	随机误差(%)
725020	1			1	
725030	1			1	
725050	1			1	
725060	1			1	
725070	1			1	
725080	1			1	
725090	1			1	
725120	8			8	
725130	8			8	
725140	8			8	
725220	12			12	

725230	12		
--------	----	--	--

*所列出的系统误差与随机误差值仅对移液模式有效。这些参数遵照ISO 8655的典型测试要求，在严格控制的环境条件下获得。由于Sartorius不断的研发工作，系统和随机误差值可能会变更，恕不另行通知。