

海力孚爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪之选

产品名称	海力孚爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪之选
公司名称	北京海力孚科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海力孚 型号:豪华推车型 适用于:桡骨
公司地址	2918432899@qq.com
联系电话	010-57207333 13678689701

产品详情

海力孚-爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪是用来检测儿童及青少年骨骼发育情况的设备，采用世界卫生组织（WHO）标准化数据库中12000例0-20岁中国健康人群数据优化而成。海力孚-爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪可预防佝偻病、减少罹患老年期骨质疏松症的风险。海力孚-爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪性价比极高，具有安全、无痛、无创、无辐射，数据结果更准确可靠的优势。使用高清晰低频数字换能器、穿透性强，消除了软组织厚度、骨骼性状等对结果的干扰。海力孚-爱婴品牌豪华推车型骨密度分析仪拥有自主的软硬件知识产权，方便用户升级及检测数据的远程诊断。能够反应身高、体重、性别、钙摄入量、体育运动、生活方式等对骨强度影响的骨密度分析仪，涵盖3岁之前的婴幼儿月龄的分析参数库，帮助医生更快速的了解孩子的骨骼情况以便指导家长怎么安排孩子以后的营养和行为方式。检测对象是桡骨，操作方便，检测速度快，儿童软件含有卡通视频功能，能更好的吸引儿童完成检测。ttlttiffifl

产品优势：

- 1、安全可靠，无痛、无创、无辐射
- 2、使用高清晰低频数字换能器、穿透性强，对骨强度综合无创测定，消除了软组织厚度、骨骼形状对测量结果的干扰，检测准确，重复性好。
- 3、拥有自主的软硬件知识产权，方便用户升级及检测数据的远程诊断。
- 4、一款能够反应身高、体重、性别、钙摄入量、体育运动对骨强度影响的超声骨密度分析仪，对生活方式引起的骨骼变化敏感。
- 5、涵盖0-36个月的婴幼儿月龄分析数据库，帮助医生细致了解和跟踪儿童骨骼状况，以便在需要的时候提供准确的营养和行为方式指导。
- 6、选用桡骨，易操作，速度快，扫描时间40秒，方便医生及病人

7、采用世界先进技术 – 可视定位技术，确保测量的准确性和重复性。

8、儿童软件含有卡通视频功能，能更好的吸引儿童。

规格参数：

测量值：声速（SOS）

探头：产品主频声工作频率为：0.5MHZ

测量准确度&精度：人体测量准确度RMS CV=0.35至±0.05 探头精度 0.25%

测量时间：单次检测时间为：40秒±2秒

人机界面：鼠标与键盘

设备校准：SQV模块测试

显示设备：液晶平板显示器（LED）

安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15

使用电源：AC 220±22V 50Hz±1Hz

输入功率：180VA

操作环境：温度：摄氏+5至+40度

湿度：30%至85%非冷凝

安全分类：I类BF型 执行企业标准附录A

主机体积：长宽高：592*481*760高度含显示器

重量：30kg

打印设备：标准计算机打印机

防水泼溅防护类型：探头防进液的类型为：IP*7

消毒或灭菌方法：探头表面向下5mm内可做探头常规消毒处理