

SDS-PAGE蛋白加样缓冲液 5 ×

产品名称	SDS-PAGE蛋白加样缓冲液 5 ×
公司名称	经科博研生物器材经销部
价格	18.00/1ml
规格参数	品牌:BOYAN
公司地址	西安市雁塔区
联系电话	18392965320

产品详情

操作步骤(仅供参考)：1、在室温或不超过37 的水浴中溶解SDS-PAGE蛋白加样缓冲液(5 ×)。水浴溶解后立即室温存放，尽量避免长时间置于水浴中。2、取适量的蛋白样品和SDS-PAGE Sample Loading Buffer(5 ×)按4:1混合，充分混匀。3、100 或沸水浴加热5~10min，以充分变性蛋白。4、冷却到室温后，直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。5、通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可停止。 注意事项：1、Leagene SDS-PAGE Sample Loading Buffer(5 ×)中含少量DTT，有轻微刺激性气味。2、SDS-PAGE Sample Loading Buffer(5 ×)必须完全溶解后再使用。3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。