

定制鞋武汉定制鞋厂家个人定制鞋

产品名称	定制鞋武汉定制鞋厂家个人定制鞋
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	200.00/件
规格参数	品牌:脊柱侧弯 型号:CM1713
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

1、能为骨折迅速提出良好的外固定，辅助治疗及手术外固定。外固定能迅速将骨折固定，有利于减轻疼痛、减少失血和便于搬动病人做必要的检查或立即进行手术，以控制威胁病人生命的有关损伤。2、便于观察和处理伤口而不干扰骨折复位固定。对有骨折缺损的病人，在伤口感染控制后可施行开放性自体松质移植。3、矫形器在骨折外固定的刚度具有可调性，可随着骨折的愈合进行调整。4、现代外固定对骨旋力灵活，可根据骨折类型对骨折施行断端间轴加压或给予横向力固定，牵引保持伤肢长度。5、可早期活动骨折上下关节，应力遮挡少，有利于骨折愈合。6、矫形器用于骨外固定特别适用于治疗感染性骨折和感染性骨不连。7、矫形器用于外固定便于抬高伤肢，有利于改善血液循环，避免压迫肢体后侧组织，这在骨折合并肢体烧伤或皮肤广泛剥脱伤时尤为重要。8、易于穿戴及除去。

下肢矫形器主要作用是支撑体重，辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢稳定，改善站立和步行时姿态，预防和矫正畸形。选用下肢矫形器必须注意穿戴后对肢体没有明显的压迫，如用KAFO屈膝90°时不能压迫腘窝，内侧会阴处无压迫；对下肢有水肿的患者矫形器不宜紧贴皮肤。脊柱矫形器主要用于固定和保护脊柱，矫正脊柱的异常力学关系，减轻躯干的局部疼痛，保护病变部位免受进一步的损伤，支持麻痹的肌肉，预防、矫正畸形，通过对躯干的支持、运动限制和对脊柱对线的再调整达到矫治脊柱疾患的目的。

矫形器是通过对骨或关节固定的一种方法，首先应选用矫形器的结构及其力学性能的了解，熟悉它的操作技术，才能获得良好的治疗效果。矫形器有很多种类型，各种类型各具有特点，可根据病情需要加以选择。但各种矫形器在应用上有其共同的原则和基本技术的要求，并合理地掌握使用矫形器在骨折外固定的适应症，严格执行操作技术和在术后的固定，尽量避免缺点，才能充分发挥矫形器在骨科外固定治疗骨折的作用。