

# 个性化定制鞋,定制鞋,武汉定制鞋厂家多图

产品名称	个性化定制鞋,定制鞋,武汉定制鞋厂家多图
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	150.00/件
规格参数	品牌:脑瘫矫形器 型号:IM1758
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街(省残疾人康复中心6楼)
联系电话	027-87395291 13971226355

## 产品详情

主要包括以下几个方面：(1) 稳定与支持：通过限制肢体或躯干的异常运动来保持关节的稳定性，恢复承重或运动能力。(2) 固定与矫正：对已出现畸形的肢体或躯干，通过固定病变部位来矫正畸形或防止畸形加重。(3) 保护与免负荷：通过固定病变的肢体或关节，限制其异常活动，保持肢体、关节的正常对线关系，对下肢承重关节可以减轻或免除长轴承重。(4) 代偿与助动：通过某些装置如橡皮筋、弹簧等来提供动力或储能，代偿已经失去的肌肉功能，或对肌力较弱部分给予一定的助力来辅助肢体活动或使瘫痪的肢体产生运动。

1.检查及诊断 包括患者的一般情况、病史、体格检查，拟制作或穿戴矫形器部位的关节活动范围和肌力情况，是否使用过矫形器及其使用情况。2.矫形器处方

注明目的、要求、品种、材料、固定范围、体位、作用力的分布、使用时间等。3.装配前治疗 主要是增强肌力，改善关节活动范围，提高协调能力，为使用矫形器创造条件。4.矫形器制作

包括设计、测量、绘图、取模、制造、装配程序。5.训练和使用

矫形器正式使用前，要进行试穿(初检)，了解矫形器是否达到处方要求，舒适性及对线是否正确，动力装置是否可靠，并进行相应的调整。然后，教会患者如何穿脱矫形器，如何穿上矫形器进行一些功能活动。训练后，再检查矫形器的装配是否符合生物力学原理，是否达到预期的目的和效果，了解患者使用矫形器后的感觉和反应，这一过程称为终检。终检合格后方可交付患者正式使用。对需长期使用矫形器的患者，应每3个月或半年随访一次，以了解矫形器的使用效果及病情变化，必要时进行修改和调整。

1、能为骨折迅速提出良好的外固定，辅助治疗及手术外固定。外固定能迅速将骨折固定，有利于减轻疼痛、减少失血和便于搬动病人做必要的检查或立即进行手术，以控制威胁病人生命的有关损伤。2、便于观察和处理伤口而不干扰骨折复位固定。对有骨折缺损的病人，在伤口感染控制后可施行开放性自体松质移植。3、矫形器在骨折外固定的刚度具有可调性，可随着骨折的愈合进行调整。4、现代外固定对骨旋力灵活，可根据骨折类型对骨折旋断端间轴加压或给予横向力固定，牵引保持伤肢长度。5、可早期活动骨折上下关节，应力遮挡少，有利于骨折愈合。6、矫形器用于骨外固定特别适用于治疗感染性骨折和感染性骨不连。7、矫形器用于外固定便于抬高伤肢，有利于改善血液循环，避免压迫肢体后侧组织，

这在骨折合并肢体烧伤或皮肤广泛剥脱伤时尤为重要。8、易于穿戴及除去。